

# KC-320 使い方ガイド

## 1 太もも用ベルトの面ファスナーをはがし、ふくらはぎ・足用エアバッグのファスナーを下ろして足を入れる。

- マッサージ部に足を入れたり抜いたりする際は、必ずファスナーを開けてから行なってください。

- ストッキング・くつ下・ズボン等をはいている場合は、面ファスナーが当たらないように気をつけてください。


## 2 ファスナーを一番上まで閉める。

- ファスナーは必ず一番上まで閉めた状態で使用してください。一番上まで閉めずに使用すると、ファスナーが破損するおそれがあります。

## 3 太もも用エアバッグを起こし、ベルトをふとももに巻き、面ファスナーで固定する。

### ポイント

手のひらが入るくらいの余裕をもたせたベルトの巻き方をおすすめします。



- アーム部分で高さや角度を調節してから、ベルトを太ももに巻いてください。
- 太ももをマッサージしないときは、アームを折りたたんだままご使用ください。(アームを折りたたんだ状態で操作すると太もも用エアバッグにエアーを送らない構造になっています。)

## 4 マッサージャーの角度を調節する。

- ふくらはぎ・足用エアバッグがもも裏に当たる場合や座面高の低い椅子やソファでご使用の場合などは、本体を傾けて角度を調節してください。

## 5 自動コースを押して、お好みのコースを選ぶ。

### 自動コースの種類



- リラックス : 脚全体をゆっくりマッサージするコース
- パルス : 脚全体を小刻みな動作によりもみほぐすコース
- リフレッシュ : 圧迫 / 保持と解放をくり返し、血行を促進するコース
- つかみ指圧 : 足先~かかと周りを集中的にマッサージするコース  
※太もも用エアバッグは動作しません
- しぼりもみ : ふくらはぎ~太ももを集中的にマッサージするコース  
※足用エアバッグは動作しません

## 6 エア強さを押して、お好みの強さを選ぶ。

- エアマッサージの強さを5段階から選択できます。ボタンを押すごとに「1」～「5」、「5」～「1」と順に切り替わります。※自動コース中は「切」にできません。

## 7 お好みに合わせてヒーター・足裏ローラーを選択する。

- 自動コース中、足裏ローラーは「自動 / 切」のみ選択できます。



### 強さのランプ

エア強さ	ランプの点灯
	5段階
弱 1	弱 ● 中 ● 強 ●
2	○ ○ ●
3	● ○ ●
4	● ○ ○
強 5	● ● ○

○…点灯 ●…消灯