

操作はカンタン、ワンタッチ。


ウェルナイトカールロックDX

12時間
8時間
4時間
全面・周囲
選択
温熱
温熱
温熱
電位
コース
電源
1時間
3時間
電位
切

温熱・電位治療を自在に操作。

温熱

動作時間が4種類選べます。
(12時間・8時間・4時間・全面→周囲)
※全面→周囲:全面動作から3時間後に中央部が停止、12時間後に周囲も停止します。



温熱/電位

温熱動作の終了後、自動的に電位動作に切り替わり、1時間後に停止します。

電位

動作時間が2種類選べます。
(1時間・3時間)

温度調節

約25℃から約48℃まで、5段階調節できます。

コース

合計12時間、温熱・電位動作を交互に楽しめます。

温熱(電位)	3時間	2時間	2時間	2時間	2時間
	15分	15分	15分	15分	15分

動作記憶

スイッチを入れると、前回の最後に使用した時と同じ動作がスタートします。(記憶保持期間:3日)

リバーシブル
綿100%の生地は裏返し可能。年中使えます。

3つ折収納
3つに折り、ふとん感覚で押し入れに収納できます。

ストレッチプラス

マッサージ箇所・強さも自在に操作。

- おまかせ** 上・中央・左右のエアバッグが背中・の筋肉全体をほぐします。
- 上** 首筋を包み込むようにエアのホールド刺激でマッサージ。
- 右左** 左右同時または交互に、肩甲骨の裏側を押し上げるようにほぐします。
- 中央** 背骨のラインに沿って、押し伸ばすようにマッサージします。
- 強さ** 体調、お好みに合わせて、強さを2段階で調節できます。

様々な生活シーンでお使いください。



ウェルナイトカールロックDX

(温熱・電位治療器 CL-3030/CL-3030D)



※写真はシングルサイズです。
標準価格 238,000円(税別)
(シングル)

	シングル	ダブル
品番	CL-3030	CL-3030D
寸法(約)	幅100×長さ200×厚み7(cm)	幅140×長さ200×厚み7(cm)
重量(約)	7.5kg	10.5kg
電源	AC100V(50/60Hz)	
消費電力	(温熱時)130W	(温熱時)185W
	(電位時)5W	
材質	〈表地〉綿100% 〈充填物〉カールロック、セラムA、モイスクエア 〈裏地〉綿100%	
コード有効長	電源コード(2芯)約2m	
カラー	ベージュベアズリー柄	
付属品	専用シート	
医療器具承認番号	20/00BZZ00/91000	20700BZZ00790000

ストレッチプラス HP-110



オープン価格

寸法(約)	(マッサージ部)幅50×奥行75(山部30)×高さ11(cm) (本体部)幅21×奥行25×高さ11(cm)
質量(約)	(マッサージ部)1.0kg (本体部)2.7kg(リモコン含む)
電源	AC100V(50/60Hz)
消費電力	24W(50/60Hz)
定格時間	30分
付属品	専用カバー
医療器具許可番号	40BZ0094号

⚠ 安全に関するご注意

- お使用の前に必ず「取扱説明書」をお読みのうえ、正しくお使いください。
- 医師の治療を受けている時は、必ず医師とご相談のうえご使用ください。

温熱治療器としてお使いの場合

- ベッド等、本来の用途以外に使用しないでください。
- 低温やけどの恐れがあります。温度調節「高」で長時間使用しないでください。

電位治療器としてお使いの場合

下記のような医用電子機器との併用は、誤動作を招く恐れがありますので使用しないでください。

- ペースメーカー等の体内埋込型医用電子機器
- 人工心肺等の生命維持用医用電子機器
- 心電計等の装着型の医用電子機器

美と健康の総合メーカー
株式会社 **フジ医療器**

本社:大阪市浪速区日本橋5丁目5番21号

(信稱のネットワーク) 大阪・東京・札幌・帯広・青森・盛岡・秋田・仙台・庄内・福島・千葉・埼玉・神奈川・高崎・長野・新潟・土浦・栃木・山梨・名古屋・三重・静岡・金沢・岐阜・富山・福井・京都・神戸・和歌山・岡山・広島・山口・松江・鳥取・高松・松山・高知・福岡・熊本・鹿児島・大分・宮崎・長崎・沖縄

※デザイン、仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※印刷物と実物では多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
※本カタログに掲載しております価格には、消費税は含まれておりません。

●お求めは...

FUJIIRYOKI

もつとグツスリ。
もつと健やかに。



ウェルナイトカールロックDX

ストレッチプラス



CL-3030 HP

さらに心地よく眠るために。 就寝前、マッサージもプラス。

ストレスや過労などで体調を崩しやすい現代人にとって、
一日の疲れを癒すことはとても大切。
そこで、睡眠と健康という2つの視点から生まれた
ウェルナイトカールロックDXとストレッチプラス。
就寝前にマッサージでからだをほぐす。
電位・温熱・カールロックでさらに心地よく眠る。
健康のために充実の機能をお役立てください。

就寝前に スッキリ

ストレッチプラスで
眠る前にマッサージ。
一日の疲れをほぐします。

睡眠中は グッスリ


ウェルナイトカールロックDXの
電位・温熱効果と快適素材で
安らかな寝心地を。

エアのソフトな刺激で 心地よくマッサージ。

ストレッチプラス

ストレッチプラスならではの 押し伸ばすような面刺激効果

コリ固まった筋肉を押し伸ばすように
ほぐし、血液循環を高め疲労を回復。
神経痛や筋肉痛の痛みも和らげます。



4つのエアバッグで、くまなくマッサージ

4つのエアバッグが背骨付近
を中心に効果的にマッサージ。
就寝前やリラックスタイム
などにお使いください。



効能・効果

疲労回復、血行促進、筋肉の疲れをとる、
筋肉のコリをほぐす、神経痛・筋肉痛の痛みの緩和

清潔で快適な使い心地

通気性がよく、湿気も防ぐため使い心地は快適。化粧カバーには
抗菌・防臭処理を施したジャガード織を使用しています。また
首筋を安定させるのに丁度よい硬さ、形状です。

温熱・電位治療で 快適な睡眠を。

ウェルナイトカールロックDX

現代人の体調に作用する「電位治療」

- 体調のバランスを崩しがちな現代生活**
現代人の生活にはストレス、過労、睡眠不足、酸性食品のとり
過ぎなど、酸性に傾けようとする要因が数多くあります。
- からだにマイナス電位を負荷**
マイナス電位をからだに負荷することで、肩こり、慢性便秘、頭痛、
不眠症の不快な症状に効果を示します。

電位効果 肩こり、慢性便秘、頭痛、不眠症


血液循環を高める「温熱治療」

- からだに直接伝わる温かさ**
空気が冷たくても、自然と温まる。そんな冬の日だまりのように、
赤外線がからだに熱を直接伝えて、じっくり温めます。
- 全身の血液循環を高める赤外線効果**
内蔵ヒーターの熱が赤外線として作用。全身の血行を促進して、
疲れやコリをほぐし、胃腸の働きを活発にします。

温熱効果

血行促進、疲労回復、胃腸の働きを活発にする、筋肉の疲れをとる、
筋肉のコリをほぐす、神経痛・筋肉痛の痛みの緩和

眠りを深め、質を高める「快適素材」



●質の高い睡眠をもたらす「モイスクエア」

消臭・防臭効果で快適な使い心地。
カビや雑菌の発生もしっかりブロック。



●遠赤外線の働きを高める「セラムA」

セラミック入りで遠赤外線放射効果をパワーアップ。

●自然な睡眠姿勢を保つ「カールロック」

繊維そのものが
スプリング機能を発揮
ほどよい硬さと弾力性を
実現。背骨のS字カーブ
を支えます。

すぐれた通気性・放湿性で
快適な寝心地
すきまの多い素材構造
が、快適な温度・湿度を
保ちます。



充実の機能で毎日すこやかに