

FUJIIRYŌKI

ウェルナイトブレスバランス

温熱・電位治療器 HE-7000S




温熱＋電位＋高性能マット、
新しい眠りのスタイル。



好きな寝姿勢も寝返りも、体圧分散で心地よく。

ブレスバランス構造

理想の寝姿勢とは、背骨が曲がらず体のバランスがくずれない状態で、硬い床などの上に寝ることで保たれます。体圧分散は、体にかかる荷重が均等になるのが理想で、柔らかなふとんなどに寝ると分散されると言われています。ブレスバランス構造は、この相反する2つの特性の両立に成功。高反発ウレタン、高通気ウレタン、高密度ウレタンの三層構造で、理想の寝姿勢を保持しながら体圧を分散し、高い通気性で快適な寝心地を実現します。



モイスケア

質の高い睡眠をもたらす「モイスケア」。消臭・防臭効果で快適な使い心地。カビや雑菌の発生もしっかりブロック。

Wラッセル (裏面生地)

立体中空構造のWラッセルが、繊維と繊維の間に空間を作ることで優れた通気性・放湿性を実現します。汗などの水分や湿気がマット表面に留まることなく、常にさらっと快適です。



優れた通気性・放湿性



高反発ウレタン

低反発ウレタンから技術革新された、さらに進化したウレタンです。ウレタンの持つ体圧分散特性に加え、ハンモックのような反発性で体を心地よく支えます。

高通気ウレタン

新しく開発された通気性に優れた高通気ウレタンを採用しています。従来にない、高い通気性を実現します。高反発ウレタンに設けられた通気穴との連携で、寝返りをうつことで空気が流れ、寝具内湿度を快適に保ちます。


高密度ウレタン

適度な硬さを持ちながら、寝姿勢の保持に優れた高密度ウレタンをベースに使用しています。

快適な眠りのため 健やかな毎日のため

横を向いたり、上を向いて大の字になったり。人それぞれに、ぐっすり内から温める温熱治療機能と、体の自然なバランスを保ち、頭痛に加え、ブレスバランス構造のマットで快適な寝姿勢を保持しながら体圧

◎快適な睡眠とは




快適な睡眠
ることす
90分周期
深いノンレ
睡眠となり
ノンレム睡

快適な眠りのために、…寝心地を追求。

健やかな毎日のために、…電位・温熱機能を充実。

横を向いたり、上を向いて大の字になったり。人それぞれに、ぐっすりと眠れるスタイルがあります。ウェルナイト プレスバランスは、体を内から温める温熱治療機能と、体の自然なバランスを保ち、頭痛・肩こり・不眠症・慢性便秘の治療に働きかける電位治療機能に加え、プレスバランス構造のマットで快適な寝姿を保持しながら体圧を分散することで、朝まで気持ちよい眠りをサポートします。

◎快適な睡眠とは



快適な睡眠の基本として大切なのは、心地よくリラックスして体と脳を十分に休息させることです。睡眠には、眠りの浅いレム睡眠と眠りの深いノンレム睡眠の2種類があり、90分周期で一晩に4~5回繰り返されます。寝入るとまず、脳が眠っている状態の深いノンレム睡眠が訪れ、深さのピークを過ぎると体が眠っている状態の浅いレム睡眠となり、徐々に浅い眠りが多くなり、目覚めへと移行します。このリズムを把握し、ノンレム睡眠のときはぐっすり眠り、レム状態のときに目覚めるとすっきりします。

めに、…寝心地を追求。

めに、…電位・
温熱機能を充実。

りと眠れるスタイルがあります。ウェルナイト プレスバランスは、体を
・肩こり・不眠症・慢性便秘の治療に働きかける電位治療機能に
を分散することで、朝まで気持ちよい眠りをサポートします。

民の基本として大切なのは、心地よくリラックスして体と脳を十分に休息させ
る。睡眠には、眠りの浅いレム睡眠と眠りの深いノンレム睡眠の2種類があり、
で一晩に4~5回繰り返されます。寝入るとまず、脳が眠っている状態の
レム睡眠が訪れ、深さのピークを過ぎると体が眠っている状態の浅いレム
、除々に浅い眠りが多くなり、目覚めへと移行します。このリズムを把握し、
睡眠のときはぐっすり眠り、レム状態のときに目覚めるとすっきりします。

大切な体を、自然なバランスに。

電位治療

私たちの体は、体内の各種機能のバランスをごく自然に調節しています。
このバランスがくずれたとき、頭痛、肩こり、不眠症、慢性便秘などの症状が
表れやすくなるのです。電位治療は、そんな体内のバランス調節に働きか
けて症状の改善をサポートします。



※イメージ図

■電位治療の効能・効果

頭痛・肩こり・不眠症・慢性便秘



眠っているのに疲れがとれない、
足もとが冷えて眠れない…。

2つの治療機能で、睡眠の不快感を解決!


8時間以上眠っているのに疲れが取れない、いつまでも足もとが冷えて眠れ
ない…。ウェルナイト プレスバランスは電位治療と温熱治療で、そんな睡眠
の不快感を治療します。



体を内側から温めて、血行を促進。

温熱治療

温熱によって体の内側から温まり、
熱を放出しようと末梢血管が拡張し、
血流がスムーズになって血行が促進
されます。血流がよくなることで酸素や
栄養素や老廃物を運ぶ働きが活発化し、
体の疲労回復効果が高まります。



※イメージ図

■温熱治療の効能・効果

温熱効果(疲労回復、血行をよくする、筋肉のコリをほぐす、筋肉の疲れをとる、
神経痛・筋肉痛の痛みの緩和、胃腸の働きをよくする)

自動コース設定から、温熱・電位の選択まで、簡単操作。


コントロールパネル

見やすくわかりやすいコントロールパネルで、すべての操作が簡単に行えます。

温熱・電位治療を交互に行う自動コースはもちろん、体調に合わせての選択設定も手軽に操作できます。

温熱

動作時間は4種類から選べます。
(12時間・8時間・4時間・全面→周囲)
「全面→周囲」を選択すると、
全面動作から3時間後に中央部のみ停止し、12時間後に周囲も停止します。



温熱・電位

温熱動作の終了後、自動的に電位動作に切り替わり、1時間後に停止します。

動作記憶

スイッチを入れると、前回の最後に使用した時と同じ動作が自動的にスタートします。(記憶保持期間:3日)

温度調節

約25℃から約45℃まで、お好みに合わせて5段階に調節できます。

コース

合計12時間にわたって、温熱動作と電位動作を交互に行います。

3時間	2時間	2時間	2時間	2時間
15分	15分	15分	15分	15分
【温熱】				
【電位】				

電位

動作時間が2種類から選べます。(1時間・3時間)



ウェルナイトプレスバランス

温熱・電位治療器 HE-7000S

標準価格:260,000円(税抜247,619円)

- 本体寸法(約):幅97×長さ200×厚さ8.5(cm)
- 質量(約):8.6kg
- 電源:AC100V(50/60Hz)
- 消費電力:温熱/130W(50/60Hz) 電位/5W(50/60Hz)
- コード有効長:電源/(約)2m・コントローラー/(約)1m
- タイマー時間:最大【温熱】12時間・【電位】3時間
- 素材:【表地】ポリエステル100%
- 【芯材】ウレタン(プレスバランス構造)
- 付属品:温熱・電位治療器専用シート(CF-08WH)
- JANコード:4951704316293
- 医療機器承認番号:20700BZZ00789000
- 温熱・電位治療器(管理医療機器)

3つ折収納

ふとん感覚で3つに折りたたむことができ、押し入れにも収納できて場所を取りません。



■付属品

温熱・電位治療器専用シート CF-08WH

吸湿性・保温性にすぐれた生地を、厳選し使用。コーナーに丸みが付いて、温熱・電位治療器にピッタリフィットする専用シートです。

- 寸法(約):幅105×長さ205(cm) ●素材:ポリエステル65%・綿35%



安全に関する
ご注意



●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

※次の方は必ず医師と相談のうえご使用ください。

- 悪性腫瘍のある方●妊娠初期の不安定期または出産直後の方●熱の高い方●急性疾患(疼痛性)のある方●知覚障害の方●心臓に障害のある方
- 医師の治療を受けている方や、特に身体に異常を感じている方●安静を必要とする方●温度感覚喪失が認められる方●高血圧の方●不整脈の方●睡眠時無呼吸症の方●喘息の方

●電位治療器としてお使いの場合 下記のような医用電気機器との併用は、誤動作を招く恐れがありますので使用しないでください。

- ペースメーカー、植込型除細動器などの電磁障害を受けやすい体内植込型医用電気機器●心電計等の装着型の医用電気機器

●温熱治療器としてお使いの場合 ●ペット等、本来の用途以外に使用しないでください。●低温やけどの恐れがあります。温度調節高めが目盛りで長時間使用しないでください。

ご使用にあたって

この商品は、保証書を添付しております。保証書は販売店で所定事項を記入のうえ発行しますので記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。この商品の保証は日本国内でのみ有効です。



美と健康の総合メーカー
株式会社 **フジ医療器**
会社

〒556-0006 本社:大阪市浪速区日本橋東3丁目15番1号

(信頼のネットワーク) 札幌・仙台・青森・秋田・盛岡・福島・高崎・栃木・長野・新潟・土浦・東京・埼玉・神奈川・名古屋・静岡・金沢・大阪・神戸・京都・和歌山・広島・岡山・松江・鳥取・山口・高松・松山・福岡・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄

※デザイン、仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※印刷物と実際では多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
※本カタログの記載内容は、平成19年10月現在のものです。

●お求めは…