

FUJIIRYŌKI

PhysioLine  
フィジオライン

RE-06

体組成測定機能付無線EMS

きれいになる力。

からだに合わせたプログラムで、  
ゆるやかに強く、しなやかに美しく。




動きを制限されないから、  
いつでも気軽にはじめられる。  
無線通信システムで、  
完全コードレスを実現。

フィジオラインは、もっと自由に、もっとラクな姿勢で楽しんでいただけるよう無線通信による完全コードレスシステムを採用しています。トレーニングパッドをボディの気になる部分に貼れば、コードをつなぐ必要はなく、上から服を着ることができて、本体を持ち運ぶ必要もありません\*。家事や勉強をしたり、ゆったりとくつろぎながら、ボディケアしていただけます。

\*メインコントローラーから約2m以上離れると、トレーニングパッドの動作の変更指示が受け取れません。(通信有効範囲約2m以内)

フィジオラインなら、  
しばられない。  
自由なスタイルが、  
うれしい!



\*写真はイメージです。服の上から使用することはできません。

ムリせずしっかり筋力をつけたい  
**おじいちゃん  
おばあちゃん**は…  
●適度なエクササイズを習慣に。  
**負担をかけずに楽しく!**

家族それぞれのフィジオ・スタイル。筋肉運動も  
シェイプアップも、自分に合ったスタイルで楽しめます。

運動不足や内臓脂肪が気になる  
**おとうさんは…**  
●運動不足の対策に。  
●内臓脂肪対策に。  
**EMSで、ラクに筋力アップ!**

気になる部分をすっきりしたい  
**おかあさんは…**  
●部分的なシェイプアップに。  
●内臓脂肪対策に。  
**無線電波で、家事をしながらでもOK!**

おいしく食べてきれいになりたい  
**おねえさんは…**  
●健康的にスリムに。  
**基礎代謝アップで、ヘルシー  
ダイエット!**

時間をかけずにトレーニングしたい  
**おにいさんは…**  
●服を着たまま気軽にボディケア。  
**コードレスで、勉強や趣味をしながら  
筋力アップ!**

家族  
みんなで  
使えます

## 自動選択で自分にぴったりのプログラムがスタート！ だから、安心。だから、期待が大きく膨らむ！

体組成を測定して、そのデータをベースに筋肉や脂肪の特性に合わせたプログラムを自動的に設定。むずかしい操作も知識も必要なく、あなたに合ったボディケアが気軽にお楽しみいただけます。

測定も  
ボディケアも  
簡単操作！

### 1 データ入力・測定 基本データを入力し、ハンドルを握って体組成を測定します。

性別 年齢 身長 体重 手首周りをを入力します。

メモリ機能  
5名までの測定結果が記録可能！



● ハンドルを握るだけで体組成を測定し、6項目の結果を表示。

ハンドルの左右に2カ所ずつある電極を同時にふれるよう握ります。リラックスした状態でいつも同じコンディションで測るようになります。飲酒、食事、運動、入浴の直後は避けましょう。メインコントローラーが体格を判断し、記憶します。

### 2 結果 測定結果を見て、自分のからだの状態をチェックすることができます。

● データをもとに設定されたプログラムをスタートします。

骨量・体水分量・筋肉量・体脂肪では、測定値と指数、理想値などが表示されます。5段階表示で標準値との比較、9段階マトリックス表示で、細かな体の状態がわかるようになっています。  
※生活代謝とBMIは測定結果のみを表示します。

6つの体組成値を選択すると、それぞれの結果が表示されます。

5段階表示で、その数値が標準が低いか高いかなど、状況がわかります。




大きな文字で測定結果が表示されます。指数や理想値などが表示されるので、比較・参考に利用することができます。

マトリックス表示で、測定したボディがどのようなスタイルに当てはまるかがわかります。

※液晶表示ははめ込み合せてです。

● 部位表示ランプのガイドでカンタン装着。

ランプがついている部位に、ランプと同色のトレーニングパッドを装着。このシステムで、部位によって変わるケアメニューを手軽に行うことができます。 ※マニュアルの部位コース除く



骨量	体水分量	筋肉量	体脂肪	生活代謝カロリー	BMI
あなたは、やつれ型？骨太型？骨の総重量を示します。	体内の水分(%)と重さ、理想の水分量との差を示します。	スポーツマン型？やせ型？筋肉量、理想の筋肉量との差を示します。	肥満型？やせ型？体脂肪、理想の体脂肪率との差を示します。	運動しない状態で1日に消費するエネルギー量を示します。	世界的に使用されている指標から、肥満度を示します。

### 3 ボディケア・スタート 自動プログラムはもちろん選択ケアプログラムも楽しめます。

● 自動プログラムで全身をケア。

基本データと測定結果から筋肉や脂肪の特性に合わせて、マシンが自動的にプログラムを設定します。むずかしい操作や知識なしで、あなたにぴったりのボディケアを行うことができます。

全身コース



● マニュアル選択で自由にケア。

集中的にケアしたい部位や気になる部位の集中ケアコース、そしてトレーニングモードかビューティモードなどを、お好みで選ぶことができます。

コース選択

全身 上半身 下半身 各部位

モード選択

健康志向 トレーニングモード  
スリム志向 ビューティモード

パッド使用例

ウエスト



上半身



下半身



ヒップ



## フィジオライン RE-06



※写真はイメージです。服の上から使用することはできません。

### フィットしやすいパッド。

ボディの曲線にフィットしやすいよう2ブロックのスタイルを採用しています。



### セット内容(付属品)

- ① 充電ステーション
- ② メインコントローラー
- ③ トレーニングパッド
- ④ ACアダプター
- ⑤ 手首メジャー
- ⑥ 専用ジェルシート
- 専用キャリーケース

### わかりやすく使いやすいメインコントローラー。

わかりやすいワイドな画面に、ボタンを押すだけの簡単操作。ハンドルは開閉式で本体にすっきり納まります。

大きく見やすいワイドな液晶



ハンドルは開閉式

ボタンを押すだけでカンタン操作

※液晶表示ははめ込み合成です。

### ◎本体仕様

- メインコントローラー(約)／幅148×奥行40.2×高さ96mm(ハンドル収納時)
- トレーニングパッド(約)／縦103×横50×厚み12.6mm
- 充電ステーション(約)／幅265×奥行186×高さ158mm
- 本体質量(約)／1.44kg ●消費電力(約)／10W(充電時)
- 電源／ACアダプター(入力:AC100V 出力:DC7V) ●JANコード／4951704425421

メーカー希望小売価格：**248,000円**(税抜:236,190円)

<別売品> 専用ジェルシート EP-12[1袋(4枚入)×3袋(計12枚)セット]  
メーカー希望小売価格:4,500円(税抜:4,286円)

*PhysioLine*  
RE-06 フィジオライン

体組成測定機能付無線EMS



安全に関する  
ご注意

- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 下記のような医療用電子機器をお使いの方は使用しないでください。
  - ◎ペースメーカーなどの体内植込み型医療電子機器を使用している方
  - ◎人工心肺等の生命維持用医療電子機器を使用している方
  - ◎心電計等の装着型の医療用電子機器を使用している方
- 次のような方または部位には、ご使用を避けてください。
  - ◎アレルギー体質で、特に肌が敏感な方
  - ◎ステロイド系ホルモン剤の長期使用や肝機能障害で毛細血管拡張を起こしている方
  - ◎健康が特にすぐれない方
  - ◎心臓疾患の方
  - ◎急性疾患の方
  - ◎有熱性疾患の方
  - ◎血圧異常の方
  - ◎悪性腫瘍の方
  - ◎アトピー性皮膚炎の方
  - ◎感染性疾患の方
  - ◎結核性疾患の方
  - ◎月経時の腹部への使用
  - ◎妊娠中の方
  - ◎整形手術をした部位
  - ◎ニキビや吹き出物で炎症を起こしている部位
  - ◎頸部、顔、口内や陰部など
  - ◎金属、プラスチック、シリコン等を埋め込んである部位
  - ◎カユミやホテリ、物理的刺激などによる病的なシミのある部位
  - ◎傷口
  - ◎黒皮症
  - ◎化粧品等で皮膚炎症を起こしている部位
- 美容目的以外に使用しないでください。
- 使用中、身体の痛みやしびれ、めまい、動悸などの異常を感じたときは直ちに使用を中止してください。

### ご使用にあたって

この商品は、保証書を添付しております。保証書は販売店で所定事項を記入のうえ発行しますので記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。この商品の保証は日本国内でのみ有効です。



美と健康の総合メーカー  
株式会社 **フジ医療器**  
会社

〒556-0006 本社:大阪市浪速区日本橋東3丁目15番1号

(信賴のネットワーク) 札幌・仙台・青森・秋田・盛岡・福島・高崎・栃木・長野・新潟・土浦・東京・埼玉・神奈川・名古屋・静岡・金沢・大阪・神戸・京都・和歌山・広島・岡山・松江・鳥取・山口・高松・松山・福岡・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄

※デザイン、仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。  
※印刷物と実際では多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。  
※本カタログの記載内容は、平成19年4月現在のものです。

●お求めは…