

心地よさに抱かれる。



Relax Solution

マッサージチェア SKS-2500 (s)

“ソリューションマッサージ”、それは最良の心地よさを追求する
フジ医療器の癒しの統合技術。

エアとメカのマッサージを統合して制御し、くつろぎと心地よさの中で総合的なマッサージを提供する。それがソリューションマッサージのコンセプトです。部位またはコリやハリの強さ・深さに合わせてエアの穏やかな面刺激とメカの強い点刺激が協調して働き、お客様に心地よさを提供します。

メカマッサージ

コリの激しい部分には、もみ玉による刺激で集中したマッサージ

首 肩
背筋 腰

エアマッサージ

エアバッグのソフトな面刺激で筋肉を押し上げるようにマッサージ

肩ぐう 背中 腰 尻
もも ふくらはぎ 脚 足裏

7段階調節

その時の気分や体調に合わせて
強弱調節が可能!

5段階調節



極メカ

11段階の位置調節機能でコリのポイントをマッサージできます*。複雑なもみ技の高速処理を可能にし、さらに「もみ」と「強弱・昇降」の2モーター同時制御を実現。深く強い刺激と人の手により近づいた精緻な動きを両立しています。

*前後調節は首、肩のみ

首 つかんで伸ばす、新感覚のもみ技。

肩 上部から深い刺激で、コリをほぐす。

腰 幅広く、強く、溜まった疲れを癒す。

首ほぐし

もみ玉が首筋をつかんで伸ばす新しい感覚の刺激。首まわりの血行を促進するので、首から肩のハリが気になる方に効果的です。



極もみ

強い刺激で、肩コリの原因だと言われる僧帽筋の緊張を和らげます。上部からのより深い刺激でコリをほぐします。



極たたき

腰極もみ

背骨の両側の筋肉を刺激し、腰部の疲労や神経痛・筋肉痛の緩和に効果的なマッサージです。



腰極たたき

全身エアーマッサージ

大容量・高出力エアークンプレッサーで、全身に配した24気室のエアバッグをスピーディに駆動します。例えば、肩ぐう用のユニットは2つのエアバッグを重ねて使い、より深く、広い範囲の刺激を実現しています。

肩



肩ぐうマッサージ

肩全体の疲れに効果的な肩口まわりをマッサージすることで、首肩全体のコリや疲労を緩和します。



座



40リットルの大容量エアークンプレッサー

座面エアーマッサージ

持ち上げるようなソフトな面刺激で、おしりからも裏の筋肉をほぐし、足の付け根まわりの血行を促進します。



パワフル & スムース

フットストレッチ

膝と下半身をストレッチ。膝関節を優しく伸ばす感覚でマッサージし、むくみがちな脚の血行を促進させます。

ふくらはぎマッサージ

乳搾りのような動作で、ふくらはぎの大切な役割であるたまりがちな下半身の血液を心臓に戻すミルキング作用を高めます。

足裏マッサージ

多くのマッサージポイントが集中する足裏を刺激。一日の疲れがたまりやすい足をほぐし、血行を促進させます。

独自機能の数々とそれを支える技術

人それぞれ、その時々の中身のラインを検出
3Dポイントナビシステム

手技に迫る多彩なもみ技を実現
3Dモードマッサージ

多彩なもみ技
503種類のマッサージ

*極(もみ)5種、メカ基本50種、エア基本8種、メカエア440種類 合計503種類

おしりから太ももの血行促進
座面パイプレーター

直感的な表示で分かりやすい3.4インチの大型液晶画面リモコン

使い方をすばやく簡単に確認可能
便利で親切なガイダンス表示

簡単、すぐにマッサージスタート
自分だけのマイメモリー

多機能をスピーディに操作
やさしく使える十字キー

血行を促進する
パルスモード

角度調節も手元で操作
電動リクライニング

お手入れ可能な
着脱式
背・座パット・枕



抗菌仕様の
足裏パット
(付属)



心地よさのための機能を凝縮した
スタンダードモデル。

- 極メカ マッサージ
- 肩ぐう マッサージ
- ふくらはぎ マッサージ
- 足裏 マッサージ
- 座面 マッサージ
- フット ストレッチ
- 座面 パイプレーター
- 電動 リクライニング
- 移動用 キャスター
- 着脱式 背座パット・枕

- 寸法(約):(オットマン収納状態)幅72×奥行123×高さ122(cm)、(リクライニング時)幅72×奥行196×高さ76(cm)
- 質量(約):74kg
- 電源:AC100V(50/60Hz)
- リクライニング角度:120~170度
- 定格時間:30分
- 消費電力:本体110W(50/60Hz)
- 医療用具許可番号:27BZ0878(管理医療機器)

マッサージチェア
SKS-2500(S)
メーカー希望小売価格
430,000円(税抜価格:409,524円)



■ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。■次の方は、ご使用しないでください。身体に異常が起こる場合があります。●医師からマッサージを禁じられている人(例)血拴症、重度の動脈硬化、急性静脈血栓、各種皮膚炎および皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など■次の方は、必ず医師と相談の上でご使用ください。身体に異常が起こる場合があります。●悪性腫瘍のある人●妊娠初期の不安定期または出産直後の人●糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人●体温38℃以上(有熱期)の人(急性炎症症状、けん怠感、悪寒、血圧変動などの強い時期、衰弱しているとき)●施術部位に創傷のある人●急性疾患(疼痛性)のある人●骨粗しょう症の人●脊椎骨折の人●捻挫、肉離れなど炎症性の人●知覚障害のある人●心臓に障害のある人●ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込型医療電子機器を使用している人●背骨に異常のある人や曲がっている人●貧血症の人●かつて治療を受けたところ又は疾患部へ使用する人●安静を必要とする人●温度感覚喪失が認められる人●医師の治療を受けている人●上記以外に特に身体に異常を感じている人

■ご使用にあたって この商品は、保証書を添付しております。保証書は販売店で所定事項のうえ発行しますので記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。この保証書は日本国内でのみ有効です。



美と健康の総合メーカー
株式会社 **フジ医療器**
〒556-0005 本社:大阪市浪速区日本橋5丁目5番21号
(信販のネットワーク)札幌・仙台・青森・秋田・盛岡・福島・高崎・栃木・長野・新潟・土浦・東京・埼玉・神奈川・山梨・名古屋・静岡・金沢・福井・大阪・奈良・神戸・京都・和歌山・広島・岡山・松江・鳥取・山口・高松・松山・高知・福岡・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄

*デザイン、仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
*印刷物と実際では多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
*本カタログの記載内容は、平成18年7月現在のものです。

*イラストはすべてイメージ図です。

●お求めは...