

FUJIIRYŌKI

本革
張り

大切にしたい、
贅沢な時間がここに
ある。



しなやかな本革張りのソファ、オットマン完全収納のミニマムスタイル、
充実のメカ&エアーマッサージ機能。
心と体、そしてお部屋と一体となる、ニューコンセプトのマッサージチェア誕生。

ニューコンセプト! スーパーリラックス

SUPER RELAX

マッサージチェア SKS-500

本革張りのミニマムスタイルに、メカ



ニューコンセプト!

「SUPER RELAX」は、

充実の機能をコンパクトに内蔵。

ゆったりとしたリラックス感の中で、

存分に心地よい上質のマッサージタイムが楽しめます。



ほら! **ヨコ**にスペースが!

オットマン完全収納機構で設置スペース約**35%減**

コンパクト!

新機能!

オットマン完全収納機構

脚マッサージ部のオットマンを、使わないときはすっきりと完全にシートの下に収納することができます。使用時に比べて収納時の設置面積は、約35%もコンパクトに。ミニマムなスタイルは、あらゆるインテリアと美しくコーディネートできます。


ミニマムスタイルから、 マッサージスタイルへ



①
マッサージをしていない時は、オットマン完全収納でスッキリとした状態です。



②
「出す」ボタンを押し続けると、オットマンが徐々に引き出されていきます。



③
さらに押し続けることで、オットマンがスタンバイ状態になります。ゆっくりと脚をのぼして心地よくマッサージ。

メカ&エアーのマッサージ機能を充実

充実機能!

4つ玉のメカと、エアー、足裏パイプで
ほしい部分に、ほしいマッサージを



メカで

肩・背中

光センサーでジャストな肩位置に

4つ玉による点刺激のマッサージが、光センサーで検出した肩位置にフィット。上下左右に動く4つ玉が、背中中のマッサージポイントに沿って動き、コリや疲れを癒します。



メカで 気になる腰をメカでマッサージ

腰

多くの人が悩みを抱える腰に、メカのマッサージが心地よく広がります。肩から背中、そして腰へと、もみ、たたき、さざなみ、ぐっと背中をのぼす動きが楽しめます。



エアーで

座面

8つのエアースタックの動きが新しい!

座面には、8つのエアースタックを装備。ひとつひとつの動きが波のような刺激となって、おしりから太ももを心地よくほぐしてくれます。



メカとパイプで

ふくらはぎ・足裏

足裏からふくらはぎまでていねいに

足の指からくるぶし、ふくらはぎまで脚部ユニットが挟み込むようにマッサージ。マッサージポイントの多い足裏は、指圧パットとパイプレーターでくまなくマッサージします。



高級仕様!

SUPER RELAX

しっくりなじむ心地よさ。
本革張りの贅沢仕様

本革
張り

背もたれや座面などに、本革を贅沢に使用しました。

自然な素材感が体をやさしく包み、心地よくなじみます。

皮革ならではの落ち着いた質感が、インテリアに深みのある雰囲気演出します。

効能または効果・使用目的

あんま、マッサージの代用・一般家庭で使用すること

(疲労回復・血行促進・筋肉の疲れをとる・筋肉のコリをほぐす・神経痛、筋肉痛の痛みの緩和)

※イラストはすべてイメージ図です。

リモコン

シンプル操作で、心地よさ思いのまま

自動コースとおこのみ操作がわかりやすく配置されたリモコンで、その日の気分や体調に合わせて、マッサージがお選びいただけます。

おこのみメニュー

身体全体と部分、もみやたたきの種類がお選びいただけます。肩位置は7段階(18cm範囲内)からおこのみで選択可能。

座エア調整

座エアーマッサージの速度が、2段階から選べます。

オットマン調整・背もたれ調整

オットマンの出し入れや、背もたれの角度調整が電動で行えます。ボタンを押している間作動し、離せば停止するので安心。しかも調整中はマッサージがスタートしない安全機能付きです。



■**タイマー表示・停止ボタン**
残り時間をデジタル表示します。停止ボタンで、プログラムを途中で終了することもできます。

■**自動コース・肩位置検出**
全身、肩、腰、それぞれの自動コースがお選びいただけます。検出された肩位置を上下ボタンで変更することも可能。また、脚もみ、脚パイプのON・OFFが選べます。

■**脚もみ調整・脚パイプレター**
脚もみは、2つの自動コースと、2種類の速さの中から設定できます。脚パイプで、足裏マッサージが選べます。



ニューゴジエイト!

SUPER RELAX

マッサージチェア SKS-500

■標準価格：318,000円(税抜価格：302,857円)

- | | |
|--|---|
| ■寸法(約):
(オットマン収納状態)
幅72×奥行103×高さ117(cm)
(リクライニング時)
幅72×奥行183×高さ83(cm)
■質量(約):84kg | ■電源:AC100V(50/60Hz)
■リクライニング角度:120~160度
■定格時間:30分
■消費電力:115W(50/60Hz)
■JANコード:4951704166614
■医療機器認証番号:219AGBZX00058A01(管理医療機器) |
|--|---|



■付属品

着脱式背パット・枕
それぞれのパーツを簡単に取り外せるので、お手入れすることが可能です。



安全に関する
ご注意

- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 次の方は、ご使用しないでください。身体に異常が起こる場合があります。
 - 医師からマッサージを禁じられている方
 - 〈例〉血栓症、重度の動脈リゅう、急性静脈リゅう、各種皮膚炎および皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など
- 次の方は、必ず医師と相談のうえご使用ください。身体に異常が起こる場合があります。
 - 悪性腫瘍のある方●妊娠中や生理中、妊娠と思われる方や出産直後の方●糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある方
 - 体温38℃以上(有熱期)の方(急性炎症症状、けん怠感、悪寒、血圧変動などの強い時期、衰弱しているとき)●治療部位に創傷のある方●急性疾患(疼痛性)のある方●骨粗しょう症の方●脊椎骨折の方●捻挫、肉離れなど炎症性の方●知覚障害の方●心臓に障害のある方●ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込型医用電子機器を使用している方●背骨に異常のある方や曲がっている方●貧血症の方●かつて治療を受けたところ又は疾患部へ使用する方●安静を必要とする方●医師の治療を受けている方●上記以外に特に身体に異常を感じている方

ご使用にあたって

この商品は、保証書を添付しております。保証書は販売店で所定事項を記入のうえ発行しますので記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。この商品の保証は日本国内でのみ有効です。



美と健康の総合メーカー
株式会社 **フジ医療器**
会社

〒556-0006 本社:大阪市浪速区日本橋東3丁目15番1号

(信類のネットワーク) 札幌・仙台・青森・秋田・盛岡・福島・高崎・栃木・長野・新潟・土浦・東京・埼玉・神奈川・名古屋・静岡・金沢・大阪・神戸・京都・和歌山・広島・岡山・松江・鳥取・山口・高松・松山・福岡・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄

※デザイン、仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※印刷物と実際では多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
※本カタログの記載内容は、平成19年9月現在のものです。

●お求めは…