

マッサージチェア KN シリーズ専用 強弱背パッド


保管用

品番 KN-10 用リバーシブルタイプ  
**KN-PT10**KN-15 用リバーシブルタイプ  
**KN-PT15**

- このたびは当社の製品をお買い上げいただき誠にありがとうございました。
- ご使用前に、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
(マッサージチェア本体の取扱説明書も必ずお読みください。)
- この取扱説明書は、いつでも見ることができるところに必ず保管してください。

## 梱包内容

- 強弱背パッド



- 取扱説明書

## 完成図



## 特徴



この強弱背パッドを取り付けることで、マッサージの強さが和らぐことになりソフトな体感が得られます。また、強弱背パッドの厚みが両面で 2 種類あり、好みの体感に合わせてお選びいただけます。

## 取り付け方

- 1 背クッションを本体から取りはずす
- 2 強弱背パッドの色を選ぶ  
強弱背パッドはリバーシブルタイプになっていますので、お手持ちの本体を確認し、色を選んでください。
- 3 強弱背パッドの厚みを選ぶ  
強弱背パッドには、薄い面と厚い面があります。お好みに合わせてお選びください。
- 4 本体の背もたれ部に強弱背パッドをかぶせる  
本体の背もたれ部に強弱背パッドをかぶせ肘掛け部まで下ろしてください。

### ⚠ 注意

必ずサイドバンド部を肘掛け部まで下ろした状態で使用してください。



## 取りはずし方

強弱背パッドを取りはずす際は、取り付けるときと逆の手順で行ってください。

## お手入れのしかた

- 1 薄めた中性洗剤を含ませた布で、汚れをふきとる。
- 2 水を含ませた布で洗剤を十分にふきとる。
- 3 乾いた布でふいて、日陰で自然乾燥させる。  
ただし、使い過ぎると布地を傷めることがあります。

### ⚠ 注意

ベンジン・シンナー・アルコールでふいたり、殺虫剤をかけない  
洗濯・アイロンがけをしない

## 保管のしかた

- 1 お手入れをする（汚れやほこりをとる）  
付着したごみなどが、カビやシミ・虫が発生する原因になります
- 2 ポリ袋や包装箱に入れる
- 3 直射日光を避け、湿気の少ないところに収納する

## 仕様

品番	KN-PT10	KN-PT15
材質	ファブリック生地 ポリエステル	ラッセル生地 ポリエステル
原産国	中国	



美と健康の総合メーカー  
株式会社 **フジ医療器**

〒540-0011 大阪市中央区農人橋1丁目1-22 大江ビル14階  
商品についてのお問い合わせは、お客様相談窓口

**0120-027612**

受付時間 9:00 ~ 17:30  
(土日祝日、年末年始を除く)

<http://www.fujiiryoki.co.jp>

### ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて

株式会社フジ医療器は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。  
なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。