

FUJIROYOKI

SINCE 1954 JAPAN



マッサージチェア

特別アニバーサリーモデル

AN-70

スマートフォン専用
公式アプリ 対応

Bluetooth®
対応スピーカー搭載

CYBER-RELAX

サイバーリラックス AN-70

商品紹介動画
こちらからアクセス




プレミアムな風格と気品、機能性を備えた 創業70周年特別仕様モデル

本革仕様



特別仕様 本革仕様




繊細で無駄のないもみ心地 5D-AIメカPLUS



状況を分析して提案 アプリモード


本革を贅沢に使用、使えば使うほどなじむ本革ならではの心地良さがお楽しみいただけます。



AIによるもみ動作制御と高精度のモーターにより手技のような滑らかなマッサージを実現。



その時の疲れや状況、生体情報をもとにAIが最適なマッサージをご提案。



高性能エアシステム

全身8部位の
エアの強さを
部位別に7段階
で調節可能。



ひじ下から
指先までを
しっかり
マッサージ



ダブルヒーター

包み込むように
優しく温める
ヒーター搭載。



即熱マルチヒーター

足裏ヒーター

腰まわりを
温める時

お腹まわりを
温める時

足裏を
温める時

Bluetooth®対応スピーカー

特殊音響設計で
贅沢な音響空間
を実現。



人の声が聞き取りやすい
マルチバンドイコライザー搭載
立体的なサウンド
DSP内蔵デジタルスピーカー
表現豊かな音域出力を実現
フルレンジスピーカー

豊富なマッサージメニュー数

独自の体形検知システム

各部位に合わせた多彩なもみ技

足裏に回転ローラー搭載

視認性に優れた大画面リモコン

39種類のコース

AIダブルセンシング+

53タイプのもみ技

足裏つかみ指圧

フルカラータッチパネル
リモコン

サイバーリラックス AN-70 マッサージチェア H22

メーカー希望小売価格：オープン価格

- 本体寸法：
(オットマン収納時) 幅 約86×奥行 約141×高さ 約124cm
※リモコンスタンド含む本体幅：90cm
(脚部最大使用時) 幅 約86×奥行 約212×高さ 約73cm
- 組立前最小幅：約70cm
- リクライニング角度：約117°～約164度
- 質量：約96kg ● 電源：AC100V (50/60Hz)
- 消費電力：125W (ヒーター：25W) (待機電力：0.3W)
- 定格時間：30分 (オートタイマー約7/18/30分)
- 医療機器認証番号：304ABBZX00024000
(家庭用電気マッサージ器・管理医療機器)

- 推奨搬入幅
本体最小幅 約70cm+養生幅 約6cm

- 設置
リクライニングできるスペースをあけて、水平なところに
設置してください。前方向に30cm以上、後方向に
50cm以上必要です。




ブラック (BK)

JANコード：4951704173117


着脱式枕・背パッド
取り外してお手入れする
ことが可能です。




[寸法図 (cm)]




正面




側面



リクライニング
していないとき



リクライニングしているとき
(脚部を伸ばしたとき)



Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、株式会社フジ医療器はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標および番号は、それぞれの所有者に帰属します。

ご使用にあたって

- ◎この商品は、保証書を添付しております。保証書は販売店で所定事項を記入のうえ発行しますので記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。
- ◎この商品の保証は日本国内のみ有効です。交流100V以外の電源で使用しないでください。火災や感電の原因になります。
- ◎日本国外で使用された際のトラブルについて、弊社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

使用目的または効果 **あんま・マッサージの代用。一般家庭で使用すること。** ●疲労回復 ●血行をよくする ●筋肉の疲れをとる ●筋肉のこりをほぐす ●神経痛、筋肉痛の痛みの緩解

⚠安全に関するご注意 ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- 次の人は、使用しないでください。身体に異常が起こる場合があります。
- 医師からマッサージを禁じられている人(例：血栓[そく(塞)栓]症、重度の動脈リゅう(瘤)、急性静脈リゅう(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など)
- 次の人は、必ず医師と相談のうえ使用してください。身体に異常が起こる場合があります。
- ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人 ●悪性しゅよう(腫瘍)のある人 ●心臓に障害のある人 ●妊娠中、または出産直後の人 ●糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人 ●皮膚に創傷のある人 ●安静を必要とする人 ●体温38℃以上(有熱期)の人(例：急性炎症症状[けん(倦)怠]、悪寒、血圧変動など)の強い時期、衰弱しているとき。 ●骨粗しょう(鬆)症の人、せきつい(脊椎)の骨折、急性[どう(疼)痛性]疾患の人 ●背骨(脊椎)に異常のある人、または背骨が左右に曲がっている人 ●捻挫、肉離れなど炎症性の人 ●椎間板ヘルニア症の人 ●腱鞘炎の人 ●温度感覚喪失が認められる人 ●その他、身体に特に異常を感じているときや、医療機関で治療中の人
- お子様だけで使わせたり、自分で意思表示できない人には、使用させないでください。また幼児を近づけないでください。

お客様相談窓口のご案内 **フジ医療器フリーダイヤル ☎ 0120-027-612**

受付：平日9:00～17:30
(土日祝日・年末年始・夏季休業日は除く)

Web

www.fujiiryoki.co.jp フジ医療器ホームページのお問い合わせフォームにて受付しております。

FAX番号

06-4793-0818

Web・FAXでの受付は24時間行っておりますが、お客様へのご連絡はフリーダイヤルの受付時間となります。修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、まずご購入先にお問い合わせください。

ご相談窓口における個人情報の取り扱いについて 株式会社フジ医療器は、お客様の個人情報やご相談内容、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返しお電話させていただく際のため、ナンバーディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

AN-70の使い方を
お電話でサポート!

ソムリエコール ☎ 0120-113-706 受付：平日9:00～17:30
(土日祝日・年末年始・夏季休業日は除く)

フジ医療器製品の
消耗品・別売品は!

フジ医療器オンラインショップ
www.fujiiryoki.shop

美と健康の総合メーカー

株式会社 **フジ医療器**

●お求めは…

〒540-0011 大阪市中央区農人橋1丁目1-22 大江ビル14階

www.fujiiryoki.co.jp

このカタログの内容についてのお問い合わせは、右記の販売店にご相談ください。または、フジ医療器お客様相談窓口におたずねください。

●デザイン、仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。●印刷物と実際では多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。●写真・イラストは全てイメージです。●本カタログの記載内容は、2024年4月現在のものです。