



# あなたの悩みに応える極上のパーソナルケア。

疲れやコリが気になる部位は、十人十色だから。 フジ医療器は、それぞれの状態にお応えできるマッサージチェアを開発。

プシ医療器は、それぞれの状態にお応えできるマッサーシチェアを開発。 今日のあなたのコリに、しっかりとお応えします。






## 思う存分、リラックスしたいあなたに。

全身を預けるフラット感 ベッドポジション

独自フレーム機構により、フルリクライニングの際にフラットに近い感覚を生む「ベッドポジション」を実現。フラットに近い姿勢を生みだすことで長時間でも身体をゆったり預けることができます。また、肩の位置・腰・座・腕・脚部が追従して動くことで、マッサージポジションのズレを制御します。





# あなたの状態に合わせて選べる超極上の休息。

NEW 本格パーソナルケア ①

現実から解き放たれる。 30分間のマッサージ。

座る人のニーズに合わせた30分の自動コースを充実化。15分ではできない贅沢 なマッサージコースを4種類ご用意しました。あなただけの30分をお楽しみください。 業界初\* **4つの** 30分専門 コース

部位ごとに ハードマッサージ

## **VIPコース**

疲れやすい全身の部位を30分かけて集中的にマッサージを行う専門コース。まるでサロンのようなマッサージタイムをお届けします。

独自の心地よさを 届ける

## ソムリエコース

ウォームアップからクールダウンまで、まるで複数人にマッサージされているような、贅沢な心地よさを味わえる長時間リラックスコースです。

じっくりと全身から 部位を伸ばす

## スローストレッチ


人気のストレッチ動作を、より ゆっくり・じっくりとお楽しみい ただけるストレッチ専門コース です。 全身をエアー マッサージでほぐす

#### エアー リラクゼーション

全身の疲れやだるさを、エアーマッサージの心地よい刺激で 血行を促進し、解放へと導く リラクゼーションコースです。



## 2つ玉だからできる7分の部位集中マッサージ



梨状筋

パソコンやデスクワークによる現代 のコリなどを、部位別にとらえて集中 的にマッサージするミニコースです。

#### 首筋の張りや首のコリに 首集中マッサージ

首筋から肩口周りの筋肉を、指圧 や引き伸ばす手技でマッサージを 行います。

#### 肩口を集中的に **肩集中マッサージ**

肩口周りを集中的にもみ・こねる・ たたき動作を中心に、ハードマッ サージを行います。

#### 肩甲骨の張りやだるさに **肩甲骨集中マッサージ**

肩甲骨から体の中心の筋肉を伸ばしほぐす手技でマッサージを行います。

#### 腰の疲れに **腰集中マッサージ**

脊柱起立筋を中心に、背から腰 下部をもみ・たたき動作でマッサー ジを行います。

#### 溜まりやすい臀部の疲れに **坐骨集中マッサージ**

座面のエアーバッグがお尻を押し上げながら、臀部の筋肉をもみ・たたき動作でマッサージを行います。

#### もみ玉とエアーバッグの複合ストレッチ 部位伸ばし

もみ玉とエアーバッグの組み合わせ技で、部位を集中的にストレッチします。

#### 首を固定してストレッチ **首すじストレッチ**

もみ玉が首を固定し、脚部オットマンが全身を引き伸ば すことにより、首筋のストレッチを行います。

#### 背を持ち上げるストレッチ **背ストレッチ**

脚部オットマンが全身を引き伸ばした後、背筋を押し上げる背筋の反らし動作を行います。

#### 腰を伸ばすストレッチ **腰ストレッチ**

脚部オットマンが全身を引き伸ばす動作と併せて腰部 を押し上げることにより、腰部のストレッチを行います。



脚部を前に伸ばして引き下げる動作で、全身を伸ばし ます。伸ばしながら腰部を押し上げてストレッチします。

だいでんきん

きめ細やかさと多彩なもみ味で 深いコリをもみほぐす。



フジ医療器の本格マッサージ

上下·左右·前後·時間



2つのもみ玉の上下・左右・前後の 動きすべての動作時間をコントロール。 さらに、ゆっくりとじっくりと、コリを深く もみほぐし、まるでプロの施術士の手 のような、本格的なマッサージが体感 できます。






## 2つ玉だからこそ 実現するもみ心地! 35タイプの 多彩なもみ技。

もみ玉が2つだからこそ、ポイントをし ぼった集中指圧が得意。単独動作 可能な35タイプの多彩なもみ技に、 部位別動作を組み合わせることによ り、77種類の手技からお好みでお楽 しみいただけます。



#### [首][肩][腰]それぞれの部位に合わせた多彩なマッサージ





み、しっかりと伸ばすことで

首周りの血行を促進します。



肩を上部から深く刺激す ることで、僧帽筋のコリを ほぐします。




腰部や臀部の疲労や神 経痛・筋肉痛の痛みの緩 解に効果を発揮します。

もみ上げ	さざなみ	肩上押し	波ローリング	腰指圧	ストレッチもみ上げ
もみ下げ	指圧	ループもみ上げ	肩たたき	腰尻マッサージ	3Dもみ上げ
ほぐしもみ上げ	こね上げ	ループもみ下げ	横もみ	ストレッチ	3Dもみ下げ
ほぐしもみ下げ	こね下げ	ループたたき	背筋のばし	ストレッチたたき	3Dたたき
たたき	肩甲骨ライン	ループさざなみ	背筋開き	ストレッチさざなみ	3Dさざなみ

### 最大12段階の強弱調節

\*\*当社調べ じっくり深いもみ心地の「極メカ g 2014年 10月現在 モード」から、よりソフトな「さすり モード」まで、幅広い強弱調節が 可能です。

※ 自動コース時は7段階、手動選択時は12段階



#### 3Dポイントナビシステムデ

座る人それぞれに適した マッサージを行うために、背 筋ラインをセンサーで読み取 り、デリケートに変化する身 体のカーブを検知します。




## 心地よい強さで包まれ、押しほぐされる。

ワンランク上のエアーマッサージ 部位別の強弱調節機能搭載

エアーマジック

各部位に搭載された強弱調節可能な エアーバッグが、全身を心地よく圧迫。 血行の促進を強力にサポートします。



2段式オットマンを搭載し、エアー バッグによる圧迫・解放の繰り 返しで、ふくらはぎ裏から足裏ま でマッサージ。





肩療マッサージ

強弱調節5段階

外側から挟み込むように、二の腕から肩 甲骨までマッサージします。

腕マッサージ 強弱調節3段階 ひじ下から指先まで しっかり挟み込んで マッサージします。



腰・骨盤マッサージ 強弱調節5段階

骨盤周辺からひざ裏までの広範囲な筋 肉をほぐします。

#### 充実のエアーオプション

#### NEW 骨盤周りを集中的にケア

#### 骨盤モード

●自動コース時 腰横エアーの動作回数が 増え、骨盤周りのマッサー ジを強化します。



●手動選択時 腰・腰横・座面のエアー動作の組み合





## マッサージポイントの脚部を

#### 脚部同時モード

大容量エアーポンプだからできる、脚部を常時マッ サージしながら、他の部位も同時にエアーマッサージす るモードです。エアーマッサージを効率的に行います。


わせでひねるマッサージを行います。

### 心地よさを生む独自機能

#### パルスモード

高速給排気機構により、エアー マッサージの回数を上げ、より効 果的なマッサージを行います。





■ 加圧 ■ 加圧保持 ■ 除圧

## 働身体全体を心地よく、しっかり伸ばす。

## パワーストレッチ NEW ニーストレッチ [伸ばしながら上昇]

膝関節から、もも裏の筋肉にアプ ローチした新しい 「ニーストレッチ |を 開発。また、腰横をエアーバッグで 固定させながらストレッチを行う、新 しい「ホールド機能」で脚部ストレッ チを強化します。



脚部オットマンが下降した状態で ふくらはぎ・腰横を固定。 スライドしながら上昇ストレッチ。



脚をしっかりとつかみ、下方へ 引っ張るストレッチ。

## ダブルストレッチ 【伸ばしながら引っ張る】



脚をしっかりとつかみ、前方へ伸ば した状態から下方へ引っ張るスト

#### NEW ホールド機能

腰横のエアーバッグで 身体を固定しながら脚 部を下げる、よりハード なストレッチ。



#### スイングストレッチ機能

背もたれと脚部が連動。 ベッドポジションから一度 全体を起こし、エアーバッ グで身体をつかんでスト

※一部のコースで組まれています。



## 腕と足裏をじわじわ温めながら じっくりほぐす。

# ダブルヒーター

腕底部と足裏のヒーターで、冷えの症状が出やすい末端まで温め ながら効果的にマッサージします。※ヒーターのみの使用も可能です。



## その日の疲れやコリに 合わせて選べる、多彩なコース。



# 21種類の 自動コース

気になるコリに集中マッサージを行う コースや、全身を伸ばすストレッチコース など、全21種類をご用意。その日の気 分や状態に合わせてお選びください。

- ▶ VIP30分コース
- ▶ソムリエ30分コース
- ▶スローストレッチ30分コース
- ▶エアーリラクゼーション30分コース
- ▶ 極メカコース

【全身】・【肩】・【腰】のハードマッサージコース

▶疲労回復コース

【全身】・【肩】・【腰】の標準マッサージコース

▶リフレッシュコース

【全身】・【肩】・【腰】のリズミカルな高速動作コース

▶やすらぎコース

【全身】・【肩】・【腰】の低速動作のリラックスコース

- ▶ストレッチコース
- 3種類のストレッチコース
- ▶ソフトコース:強さをおさえたやさしいコース
- ▶メモリーコース





## あなただけの、贅沢な時間が流れ出す。



#### サイバーリラックス マッサージチェア AS-970

メーカー希望小売価格:オープン価格

#### 什样

本体寸法(約):

(オットマン収納時)

幅800×奥行1,370×高さ1,230mm (リクライニング時)

- 幅800×鬼行1 920×高さ810mm
- 組立前最小幅(約):740mm ● リクライニング角度(約):115~165度
- 質量(約):88kg
- 電源:AC100V(50/60Hz)
- 消費雷力:165W
- (ヒーター: 55W) (待機電力:0.9W)
- 定格時間:30分
- 医療機器認証番号:225AGBZX00047A03(家庭用電気マッサージ器・管理医療機器)


ブラック(BK) IANJ-K · 4951704168571

JANコード: 4951704168588

# したまま床面を保護する、 専用のフロアマット付です。

フロアマット

着脱式背パッド、枕 それぞれ簡単に取り外し






#### [搬入・設置]

●搬入幅 本体搬入幅74cm+2cm (養生のため)以上必要

●設置 リクライニングできるス ペースをあけて、水平なと ころに設置する。足方向


に60cm以上、頭方向に


20cm以上必要です。



## 正面 本体幅 約800mm 最大幅

# 高さ 約1,230mm





**あんま・マッサージの代用** ●疲労回復 ●血行促進 ●筋肉の疲れをとる ●筋肉のコリをほぐす ●神経痛、筋肉痛の痛みの緩解

# 械遺産に認

機械遺産第68号 フジ自動マッサージ機 世界初の量産型マッサージチェア



- 1954年 大阪市阿倍野区阪南町で フジ医療器製作所として創業、健康機器を手掛ける。
  - 第一号機である木製あんま機を開発。

1960年 ● 業界初の四つマリ式マッサージ機を開発。

1975年 ● フジ マッサージ かあさんFM-52を発売。 フジ医療器独自の特殊クラッチにより、 全自動でもみ・たたきの切替えができる 「複合マッサージ機能」が画期的だった。

1987年 ● ローラーチェア KIT-10DXを発売。 8輪ローラーによるローリングマッサージ機。 スイッチ式からリモコン操作に、 ローラー突起をつけるなど、大幅に改良され 大ヒット機種となった。

1995年 ● エアーマッサージチェア ロイヤルチェア MC-133 業界初のエアーバッグのみを使った マッサージチェアを発売。







マッサージチェアを作り続けて60年。 フジ医療器は美と健康の総合メーカーです。

2001年 ● CYBER-Relax マッサージチェア AS-001を発売。 体型を感知し、最適なマッサージプログラムを自動で 選ぶ「3Dポイントナビシステム」など、業界初の革新的 な機能を数多く搭載したモデル。



2003年 ● CYBER-Relax S.O マッサージチェア AS-878 シリーズがグッドデザイン特別賞を受賞。



2004年 ● CYBER-Relax マッサージチェア AS-800 シリーズがグッドデザイン賞を受賞。



2005年 ● 「医療機器における品質マネジメントシステム」の 国際規格であるISO13485:2003の認証を取得。

2014年 ● CYBER-RELAX マッサージチェア AS-970 を発売。



安全に関する

ご注音

- ■ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 ■次の人は、使用しないでください。身体に異常が起こる場合があります。 ●医師からマッサージを禁じられている人(例:血栓[そく(塞)栓]症、重度の動脈りゅう(瘤)、急性静脈りゅう(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など)

■次の人は、必ず医師と相談のうえ使用してください。身体に異常が起てる場合があります。●ベースメーカなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人●悪性しゅよう(腫瘍)のある人●心臓に障害のある人●妊娠中、または出産直後の人●糖 尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人●皮膚に創傷のある人●安静を必要とする人●体温38℃以上(有熱期)の人(例:急性炎症症状[けん(倦)怠感、悪寒、血圧変動 など]の強い時期。衰弱しているとき。)●骨粗しょう(鬆)症の人、せきつい(脊椎)の骨折、急性[とう(疼)痛性]疾患の人●背骨(脊椎)に異常のある人、または背骨が左右に曲がっている人●捻 挫、肉離れなど炎症性の人●椎間板ヘルニア症の人●温度感覚喪失が認められる人●その他、身体に特に異常を感じているときや、医療機関で治療中の人

■お子様だけで使わせたり、自分で意思表示できない人には、使用させないでください。また幼児を近づけないでください。

で使用にあた

この商品は、保証書を添付しております。保証書は販売店で所定事項を記入のうえ発行しますので記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。 この商品の保証は日本国内でのみ有効です。 リモコンスタンドは左右どちらでも設置可能です。

#### お客様相談窓口のご案内

フジ医療器 フジ医療器 フリーダイヤル 0120 0120-027-612 受付:月曜~金曜 午前9時~午後5時30分 ※但し、土日祝日、年末年始は休ませていただきます。

FAX番号

06-4793-0818

E-mail

フジ医療器ホームページのお問い合わせフォームにて受付けております。 http://www.fujiiryoki.co.jp/

FAX・E-mailでの受付けは24時間行っておりますが、お客様への ご連絡はフリーダイヤルの受付時間となります。 修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、

まずご購入先にお問い合わせください。

ご相談窓口における 個人情報のお取り扱いについて

株式会社フジ医療器は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すこと があります。また、折り返しお電話させていただく際のため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理 業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

AS-970の使い方を お電話でサポート!!

1000 ソムリエコール 0120-113-706

製品の情報や、 楽しいコラムなどが盛りだくさん!!

フジ医療器ホームページ http://www.fujiiryoki.co.jp/ フジ医療器製品の消耗品・別売品の お取寄せはコチラ!!

フジ医療器モール

http://www.fuji-mall.com/

素敵な景品が当たる! プレゼントキャンペーン毎月実施中

で応募は フジ医療器HPから! http://www.fujiiryoki.co.jp/



●お求めは…

## 美と健康の総合メ・

**☆** 会社∎

〒540-0011 大阪市中央区農人橋1丁目1-22 大江ビル14階 http://www.fujiiryoki.co.jp/

> このカタログの内容についてのお問い合わせは、 右記の販売店にご相談ください。

または、フジ医療器お客様相談窓口におたずねください。