

# FUJIIRYŌKI

## アルカリイオン整水器&フットマッサージャーに ハローキティモデルが新登場!



HELLO KITTY

©1976, 2010 SANRIO CO.,LTD. APPROVAL NO. S511121

7つの水で

からだの中から  
すこやか美人に!

健康のために、おいしさのために役立つ  
pHの違うアルカリイオン水(4種類)の他、  
浄水、酸性水、衛生水と7種類の水を作れます。



胃腸にやさしい  
アルカリイオン水

らくらくマッサージで

足、かろやか  
美人に!

足全体をしっかり包み込むので、  
マッサージポイントを刺激しながら、足先からふくらはぎまで  
ぎゅっとほぐせる新感覚の心地よさです。

“じんわりあったか”  
ヒーター機能付き!



後ろから  
足を差し込む  
「背面スルーイン形状」

トビ アルカリイオン整水器 F8  
FW-407 (KT)

フットマッサージャー  
SG-520 (KT)



7つの水で健康に。

## フジ FW-407 (KT)

### アルカリイオン整水器 F8

[管理医療機器]

医療機器認証番号 221AKBZX00045000

JANコード:4951704417204

メーカー希望小売価格：**オープン価格**

標準工事費：15,000円(税込)

【追加部品が必要な場合は別途費用を申し受けます】

〈別売品〉 グリセロリン酸カルシウム(15g入り)

標準価格:1,155円(税込)



#### 仕様

- 本体寸法(約)／幅255×奥行120×高さ347mm
- 質量(約)／6.6kg(満水時) ●定格／AC100V(50-60Hz)
- 消費電力／250W(待機時:約0.4W) ●電源コード(約)／2.5m
- 給水方式／吐水蛇口分岐栓 ●給水接続／レバー切替
- 使用可能水道圧／約70～750kPa [約0.7～7.5kg/cm<sup>2</sup>]
- 電解
  - 〈電解能力切替〉アルカリ性4段階、酸性1段階、衛生水1段階
  - 〈処理水量〉[アルカリ1.2.3 動水圧100kPaの場合]
  - 吐水量(約)／アルカリイオン水 : 2.65L/分
  - 排水量(約)／酸性イオン水 : 0.15L/分
  - 浄水時(約) : 2.8L/分
  - [アルカリ1.2.3 動水圧350kPaの場合]
  - 吐水量(約)／アルカリイオン水 : 5.50L/分
  - 排水量(約)／酸性イオン水 : 0.29L/分
  - 浄水時(約) : 5.8L/分
- 浄水カートリッジ
  - 〈ろ過材料〉活性炭、セラミック、中空糸膜
  - 〈能力〉残留塩素のろ過水量:約16,000L\*1
  - 総トリハロメタンのろ過水量:約3,000L\*1
  - 溶解性鉛のろ過水量:約16,000L\*1
  - 2-MIB(カビ臭)のろ過水量:約3,000L\*1
  - 濁りのろ過水量(濁度2度):約16,000L\*2

\*1 家庭用浄水器試験方法(JIS S3201)に準拠した試験で除去率80%の値  
 \*2 家庭用浄水器試験方法(JIS S3201)に準拠した試験でろ過水量50%の値  
 〈寿命〉[残留塩素・溶解性鉛・濁りを対象とした場合]約1年間(1日の使用水量約40Lとして) / [総トリハロメタン・2-MIBを対象とした場合]約2.5ヶ月間(1日の使用水量約40Lとして)

#### 効能・効果

### 胃腸症状の改善

- 胃もたれ
- 胃の不快感をやわらげる
- お通じを良好に
- 胃腸の働きを助ける



安全に関する  
ご注意



使用上の  
ご注意

■ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

●アルカリイオン整水器のご注意

●腎疾患(腎不全、カリウム排泄障害など)の方はアルカリイオン水を飲用しないでください。●アルカリイオン水を飲用するときには、次のことにご注意ください。①医薬品をアルカリイオン水で服用しないでください。②飲用してから身体に異常を感じたとき、または、飲用し続けても症状が改善がみられない場合には、医師にご相談ください。●次の方はご使用前に医師にご相談ください。①持病のある方または身体が弱っている方。②腎臓に障害のある方及び、身体に異常を感じている方。③医師の治療を受けている方。●初めてご使用になる場合、pH値が中性に近い水から少量ずつ(コップ1～2杯)、2週間程度アルカリイオン水になれていただき、順次pH値を上げてご使用されることをおすすめします。●アレルギー症の方は発疹などの症状が出る場合があります。その場合、飲用を中止し、医師にご相談ください。●次の方は酸性水を使用する前に医師にご相談ください。①肌の弱い方。②アレルギー体質の方。●酸性水を用いて肌に異常を感じたときは、使用を中止して医師にご相談ください。●本カタログ掲載商品は日本国内でのご使用ください。●飲用に合格した水を使用してください。●元止め式瞬間湯沸器には使用しないでください。

●水道法の水質基準に不適合な原水は処理できません。●硬水を軟水に変えることはできません。●地域によってカートリッジに寿命に差があります。



疲れた足もスッキリ!

### フットマッサージャー SG-520 (KT)

[管理医療機器]

医療機器認証番号:222AGBZX00172000

JANコード:4951704134002

メーカー希望小売価格：**オープン価格**



#### 仕様

- 本体寸法(約)：幅480×奥行390×高さ440mm
- 質量(約)：13.5Kg ●電源:AC100V(50/60Hz)
- 消費電力：180W(ヒーターのみ:110W)
- 定格時間：20分

#### 効能・効果

### あんま、マッサージの代用

- 疲労回復
- 血行促進
- 筋肉の疲れをとる
- 筋肉のコリをほぐす
- 神経痛、筋肉痛の痛みの緩和



安全に関する  
ご注意

■ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

●次の方は、ご使用しないでください。身体に異常が起こる場合があります。

●医師からマッサージを禁じられている方(例)血栓症、重度の動脈硬化、急性静脈炎、各種皮膚炎および皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など

●次の方は、必ず医師と相談のうえでご使用ください。身体に異常が起こる場合があります。

●悪性しゅよう(腫瘍)のある方 ●妊娠中や生理中、妊娠と思われる方や出産直後の方 ●糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある方 ●体温38℃以上(有熱期)の方(例:急性炎症症状[けいん(倦怠、悪寒、血圧変動など)の強い時期、衰弱しているとき。]) ●皮膚に創傷のある方 ●急性疾患(疼痛性)のある方 ●骨粗しょう症の方 ●脊椎骨折の方 ●捻挫、肉離れなど炎症性の方 ●知覚障害の方 ●心臓に障害のある方 ●温度感覚喪失が認められる方 ●ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内挿入型医用電気機器を使用している方 ●背骨(脊椎)に異常のある方、または背骨が左右に曲がっている方 ●貧血症の方 ●かつて治療を受けたところ又は疾患部へ使用する方 ●安静を必要とする方 ●医師の治療を受けている方 ●上記以外に特に身体に異常を感じている方

■子供だけで使わせたり、自分で意思表示できない人には使用させないでください。また幼児を近づけないでください。

#### ご使用にあたって

この商品は、保証書を添付しております。保証書は販売店で所定事項を記入のうえ発行しますので記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。  
 この商品の保証は日本国内でのみ有効です。



携帯サイト「ココワン フジ医療器」では、  
 毎月、フジ医療器の人気商品をプレゼント!  
 年間プレゼント総額 100万円以上!

#### 応募方法

- 携帯サイト「ココワン フジ医療器」にアクセス  
<http://koko1.mobi/user/join.php?id=795121>
- アンケートに答えてご応募

#### QRコード



美と健康の総合メーカー

株式会社 **フジ医療器**

〒540-0011 大阪市中央区農人橋1丁目1-22 大江ビル14階

商品についてのお問い合わせは、お客様相談窓口

☎ 0120-027-612

受付時間:9:00~17:30(土日祝日、年末年始を除く)

<http://www.fujiiryoki.co.jp>

パソコンからもお得なプレゼントキャンペーン  
 (最大30万円以上の商品!)を毎月実施中

●お求めは...