


FUJIIRYŌKI

LOW STYLE

MASSAGE CHAIR H

ロースタイルマッサージチェアH AS-LS1





3種類の自動コースや 細かな設定をボタン1つで 簡単操作できるリモコン。

- 首マッサージ
首・肩部は高さを調節できます。
- 腰マッサージ
全体・上部・下部が選択できます。
- エアー
骨盤・座面それぞれが選択できます。
- ヒーター
- 自動コース
〈やすらぎ〉首・腰のもみ動作とエアーマッサージのゆったりコース。
〈パルス〉もみ動作に小刻みなエアーの圧迫・開放を組み合わせたコース。
〈ハードパルス〉もみ動作と強いエアーマッサージを組み合わせたしっかりコース。

ロースタイルマッサージチェアH AS-LS1 メーカー希望小売価格：オープン価格



JANコード:4951704169790



4951704169806

限定色※(受注生産)



4951704169813

限定色※(受注生産)



4951704169820


限定色※(受注生産)



4951704169837

※納期が数ヶ月かかる場合がございます。あらかじめご了承ください。詳しくは、販売店にお問い合わせください。

- 商品仕様**
- 本体寸法(約):(脚部収納時)幅650×奥行1,030×高さ920mm (脚部最大使用)幅650×奥行1,230×高さ920mm
 - 質量(約):35kg
 - 電源:AC100V(50/60Hz) ●消費電力:40W(ヒーターのみ15W)
 - 定格時間:15分
 - 医療機器認証番号:228ABBZX00148000(家庭用電気マッサージ器・管理医療機器)
- 電気代の目安:約16円/月(ヒーターとマッサージを1日30分(15分×2回)毎日使用した場合)
 - 電気代の目安:約10円/月(マッサージを1日30分(15分×2回)毎日使用した場合)
- ※電気料金目安単価:27円/kWh(税込)で算出。(2016年11月現在、当社調べ)



使用目的または効果 **あんなマッサージの代用。一般家庭で使用すること。** ●疲労回復 ●筋肉の疲れをとる ●神経痛・筋肉痛の痛みの緩解 ●血行をよくする ●筋肉のコリをほぐす

**安全に関する
ご注意**

ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- 次の人は、使用しないでください。身体に異常が起こる場合があります。
- 医師からマッサージを禁じられている人(例:血栓[そく(塞)栓]症、重度の動脈瘤(う)う(瘤)、急性静脈炎(う)う(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など)
- 次の人は、必ず医師と相談のうえ使用してください。身体に異常が起こる場合があります。
- ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内挿込み型医用電気機器を使用している人
- 悪性しゅよう(腫瘍)のある人
- 心臓に障害のある人
- 妊娠中、または出産直後の人
- 糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人
- 皮膚に創傷のある人
- 安静を必要とする人
- 体温38℃以上(有熱期)の人(例:急性炎症症状[けん(倦)怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期、衰弱しているとき)。
- 骨粗しょう(鬆)症の人、せきつい(脊椎)の骨折、急性[とう(疼)痛性]疾患の人
- 背骨(脊椎)に異常のある人、または背骨が左右に曲がっている人
- 捻挫、肉離れなど炎症性の人
- 椎間板ヘルニア症の人
- 温度感覚喪失が認められる人
- その他、身体に特に異常を感じているときや、医療機関で治療中の人
- お子様だけで使わせたり、自分で意思表示できない人には、使用させないでください。また幼児を近づけないでください。

お客様相談窓口のご案内 ☎ 0120-027-612 受付:月曜～金曜 午前9時～午後5時30分
※但し、土日祝日、年末年始は休ませていただきます。

E-mail <http://www.fujiiryoki.co.jp/>
FUJI医療器ホームページのお問い合わせフォームにて受付けております。

FAX番号 **06-4793-0818**

FAX・E-mailでの受け付けは24時間行っておりますが、お客様へのご連絡はフリーダイヤルの受付時間となります。修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、まずご購入先にお問い合わせください。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて
株式会社FUJI医療器は、お客様の個人情報やご相談内容をご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返しお電話させていただく際のため、ナンバーディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

AS-LS1の使い方をお電話でサポート!

ソムリエコール ☎ 0120-113-706
受付9:00～17:30(土日祝日、年末年始を除く)

FUJI医療器製品の小売品・別売品のお取寄せはコチラ!

FUJI医療器モール
<http://www.fuji-mall.com/>

素敵な賞品が当たる!お客様アンケート実施中!

ご応募は FUJI医療器HPから!
<http://www.fujiiryoki.co.jp/>

QRコード
スマホ・ケータイからかんたんアクセス

ご使用にあたって

- ◎この商品は、保証書を添付しております。保証書は販売店です所定事項を記入のうえ発行しますので記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。
- ◎この商品の保証は日本国内でのみ有効です。

●お求めは...

美と健康の総合メーカー
株式会社 **FUJI医療器**

〒540-0011 大阪市中央区農人橋1丁目1-22 大江ビル14階
<http://www.fujiiryoki.co.jp/>

このカタログの内容についてのお問い合わせは、右記の販売店にご相談ください。または、FUJI医療器お客様相談窓口におたずねください。

- デザイン、仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- 印刷物と実際では多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- 本カタログの記載内容は、平成28年11月現在のものです。