

FUJIIRYŌKI

体幹トレーナー FF-100

AUTO CORE TRAINING

座るだけの 体幹トレーニング

1分間に約20回*の
腹筋効果!



ラクラクなのに、本格志向。
電動式の「体幹スロートレーニングマシン」

※「医療法人貴島会ダイナミックススポーツ医学研究所」調べ

3つのスイッチでシンプル操作。 誰でも簡単トレーニング。

目的に合わせて選べる3つのコースをご用意。



体幹ハード

傾斜動作と保持・エアー動作を行う高負荷コース。じっくりと負荷をかけるのが特徴の体幹トレーニングコースです。



体幹ソフト

傾斜動作を中心に骨盤周りをしっかりと動かすトレーニングコースです。



骨盤ひきしめ

骨盤周りの筋肉を左右・座面からしっかり包み込むようにケアを行う骨盤専用コースです。

エアー動作は 強弱調節が可能！

もも横と座面にエアërバッグを搭載。エアërの強弱を2パターンからお選びいただけます。

体幹トレーナー FF-100

- メーカー希望小売価格：オープン価格
 - 本体寸法(約)：幅520×奥行490×高さ490mm
 - 質量(約)：11kg ●電源：AC100V(50/60Hz)
 - 消費電力：40W ●定格時間：20分
- JANコード：4951704425704



安全に関するご注意 ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- 次の人は、使用しないでください。身体に異常が起こる場合があります。
 - 医師からマッサージを禁じられている人(例：血栓[そく(塞)栓]症、重度の動脈[りゅう(瘤)]、急性静脈[りゅう(瘤)]、各種皮膚炎および皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など)
- 次の人は、必ず医師と相談のうえ使用してください。身体に異常が起こる場合があります。
 - ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人
 - 悪性しゅよう(腫瘍)のある人
 - 心臓に障害のある人
 - 妊娠中、または出産直後の人
 - 糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人
 - 皮膚に創傷のある人
 - 安静を必要とする人
 - 体温38℃以上(有熱期)の人(例：急性炎症症状[けん(倦)怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期、衰弱しているとき。)
 - 骨粗しょう(鬆)症の人、せきつい(脊椎)の骨折、急性[とう(疼)痛性]疾患の人
 - 背骨(脊椎)に異常のある人、または背骨が左右に曲がっている人
 - 捻挫、肉離れなど炎症性の人
 - 椎間板ヘルニア症の人
 - その他、身体に特に異常を感じているときや、医療機関で治療中の人
- お子様だけで使わせたり、自分で意思表示できない人には、使用させないでください。また幼児を近づけないでください。

ご使用にあたって ◎この商品は、保証書を添付しております。保証書は販売店で所定事項を記入のうえ発行しますので記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。
◎この商品の保証は日本国内でのみ有効です。

お客様相談窓口のご案内

フジ医療器フリーダイヤル **0120-027-612** 受付：月曜～金曜 午前9時～午後5時30分 ※但し、土日祝日、年末年始は休ませていただきます。

E-mail <http://www.fujiiryoki.co.jp/>
フジ医療器ホームページのお問い合わせフォームにて受付けております。

FAX番号 **06-4793-0818**

FAX・E-mailでの受け付けは24時間行っておりますが、お客様へのご連絡はフリーダイヤルの受付時間となります。修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、まずご購入先にお問い合わせください。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて

株式会社フジ医療器は、お客様の個人情報やご相談内容をご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返しお電話させていただく際のため、ナンバーディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

FF-100の使い方をお電話でサポート!

フジ医療器製品の消耗品・別売品の
お取寄せはコチラ!

素敵な賞品が当たる!
お客様アンケート実施中!

ソムリエコール **0120-113-706**
受付9:00～17:30(土日祝日、年末年始を除く)

フジ医療器モール
<http://www.fuji-mall.com/>

ご応募は **フジ医療器HP** から!
<http://www.fujiiryoki.co.jp/>

QRコード
スマホ・ケータイから
かんたんアクセス



美と健康の総合メーカー
株式会社フジ医療器

〒540-0011 大阪市中央区農人橋1丁目1-22 大江ビル14階
<http://www.fujiiryoki.co.jp/>

このカタログの内容についてのお問い合わせは、右記の販売店にご相談ください。または、フジ医療器お客様相談窓口におたずねください。

●デザイン、仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。●印刷物と実際では多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。●本カタログの記載内容は、平成28年11月現在のものです。