



Wellnight Life
ウェルナイトライフ

電位・温熱組合せ家庭用医療機器

FUJIIRYOKI

HE-8000BA

もっと価値ある睡眠へ

詳しくは製品サイトへ



温熱・電位治療の高反発メディカルケア

体を温めて血行を促進

温熱治療

温熱治療とは、体を温めて血行を促進することです。ヒーターは上段・下段に分かれていますので、上半身、下半身それぞれで温度調節が可能です。

● 筋肉のこりをほぐす

気になる筋肉のこりや疲れを緩和します。

● 神経痛・筋肉の痛みを緩解


慢性的な神経痛や筋肉痛のある方にもおすすめ。

● 胃腸を活性化

滞りがちな胃腸の働きを活発にします。

● 血行を促進する

足や腕など身体の末端まで温め、身体中の血行をよくします。



均一な表面温度で快適線面状ヒーター搭載

特殊カーボンを使用した線面状ヒーター搭載。均一に発熱することができるので、温度のばらつきが少なく、面全体を温めます。

マイナス電位で症状を緩和

電位治療

肩こりや不眠症に効果があるマイナス電位を、身体のまわりに発生させます。

● 頭痛を和らげる

ストレスや睡眠不足などで引き起こしやすい頭痛を予防します。

● 不眠症の緩解


不安・ストレスなどによる不眠症にお悩みの方にもおすすめ。

● 肩こりを和らげる

デスクワークや家事による肩こりを和らげ、予防に役立ちます。

● 慢性便秘の緩解

美容や健康の大敵といわれる慢性便秘の予防に役立ちます。



温熱 & 電位 交互治療機能

体を温めて血行を促進する温熱治療とマイナス電位で症状を緩和する電位治療。交互治療機能を搭載していますので、2つの治療を自動的に繰り返すことができます。

温熱
25分

自動的に
繰り返し

電位
5分


身体に負担の少ない姿勢で快適な睡眠環境を

空気を身(みかた)に着けて快眠へ 「ブレスエアー®」採用

良質の眠りのため、すぐれた体圧分散機能と高い通気性、耐久性を兼ね備えた三次元スプリング構造体「ブレスエアー®」を採用しました。「ブレスエアー®」はすぐれた抗菌防臭機能を認めるSEK基準に合格しています。




三次元スプリング構造体のブレスエアー®は、高弾性を備えながら、ムレにくく、耐久性の高い高機能クッション材です。



抗菌防臭機能を認めるSEK基準に合格！清潔感にご使用いただけます。

清涼感
通気性が高いので、ムレにくい


丈夫・長持ち
耐久性が高いので、ヘタりにくい



快適な睡眠環境を作る 基本品質

POINT 1 防ダニ・抗菌防臭
一般的な中わたと比較し、すぐれた防ダニ機能を備えます。さらに、抗菌防臭効果で細菌の増殖を抑制します。

POINT 2 遠赤外線放射
身体から放出される遠赤外線を素早く吸収し再放出。暖かさが身体を包み込みます。



(注)日本化学繊維検査協会 測定
被験者の健康状態、および個人差により測定結果はバラバラがあります

仕様

電位・温熱組合せ家庭用医療機器 ウェルナイトライフ HE-8000BA

メーカー希望小売価格:
286,000円(税込)



- 【商品仕様】**
- 寸法(約): (本体)幅100×長さ200×厚さ7cm (コントローラー)幅10×長さ19×厚さ3.4cm
 - 質量(約):(本体)6.5kg (コントローラー)720g
 - 電源: AC100V(50/60Hz)
 - 消費電力:(温熱)195W (電位)3W
 - コード有効長(約): (電源コード)1.9m (出力コード)1.3m
 - タイマー時間: (温熱治療・交互治療)1、5、8、12時間 (電位治療)1、3、5、8時間
 - ※交互治療は温熱25分、電位5分を交互に繰り返します。
 - 素材:(本体カバー生地)綿100%
 - 医療機器承認番号:21700BZZ00452A03 (管理医療機器、電位・温熱組合せ家庭用医療機器)

付属品
専用シーツ(CF-18)
メーカー希望小売価格:4,400円(税込)

- 寸法(約): 幅105×長さ205cm
- 素材: ポリエステル 65%、綿 35%

ほどよい硬さを生む 9層の積層構造

マット部の積層構造が、ほどよい硬さを生み出し、身体をしっかりと支えます。



⚠ 安全に関するご注意 ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- 下記のような医用電気機器との併用は、誤作動を招く影響を与える恐れがありますので使用しないでください。
- ベースメーカー、挿込み型除細動器などの電磁障害の影響を受けやすい体内挿込み型医用電気機器
- 心電計等の装着型の医用電気機器
- 次の人は医師とご相談の上使用してください。
- ① 悪性しゅよう(腫瘍)のある人 ② 心臓に障害のある人 ③ 温度感覚喪失が認められる人 ④ 妊娠初期の不安定期又は出産直後の人 ⑤ 糖尿病などによる高度な末しょう(梢)循環障害による知覚障害のある人
- ⑥ 安静を必要とする人 ⑦ 体温38℃以上(発熱期)の人 例1)急性炎症症状(けん)倦怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期 例2)衰弱しているとき ⑧ せきつい(脊椎)の骨折、ねんざ(捻挫)、肉離れなど、急性疾患の人
- ⑨ 低温やけどをしたことのある人 ⑩ 次の人で、1時間を超えて使用する場合(不整脈のある人・ぜんそく(喘)息のある人・睡眠時無呼吸症の人・高血圧の人)

ご使用にあたって ◎この商品は、保証書を添付しております。保証書は販売店で所定事項を記入のうえ発行しますので記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。
◎この商品の保証は日本国内でのみ有効です。

お客様相談窓口のご案内

フジ医療器フリーダイヤル ☎ 0120-027-612 受付:平日9:00~17:30(土日祝日・年末年始・夏季休業日は除く)

Web www.fujiiryoki.co.jp
フジ医療器ホームページのお問い合わせフォームにて受付けております。

FAX番号 06-4793-0818

Web・FAXでの受け付けは24時間行っておりますが、お客様へのご連絡はフリーダイヤルの受付時間となります。修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、まずご購入先にお問い合わせください。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて

株式会社フジ医療器は、お客様の個人情報をご相談内容、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返しお電話させていただく際のため、ナンバーディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

フジ医療器製品の消耗品・別売品のお取寄せはコチラ！ [フジ医療器オンラインショップ www.fujiiryoki.shop](http://www.fujiiryoki.shop)

美と健康の総合メーカー
株式会社 株式会社 株式会社 株式会社 株式会社 株式会社 株式会社 株式会社 株式会社 株式会社
株式会社 **フジ医療器**
〒540-0011 大阪市中央区農人橋1丁目22 大江ビル14階 www.fujiiryoki.co.jp
このカタログの内容についてのお問い合わせは、右記の販売店にご相談ください。または、フジ医療器お客様相談窓口におたずねください。

●お求めは…

●デザイン、仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。●印刷物と実際では多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。●写真・イラストは全てイメージです。●本ページの記載内容は、2021年4月現在のものです。