

LOW-STYLE
MASSAGE CHAIR ロースタイルマッサージチェア

LSC-1

広々とした
空間を
演出する



低い背もたれと座面で座りやすく、開放感を演出

ダブル ソリューション機構

当社初の独自メカ機構「ダブルソリューション機構」は、「首肩メカ」と「背腰ローリングメカ」の2つのメカで上半身を心地良くマッサージする仕組みです。



大型骨盤エアー

L字型に配置された4つの大型エアータックが骨盤周りを包み込むようにマッサージします。



快適な座り心地

回転台座が左右45度に動くため、ラクな姿勢でスムーズに乗り降り。



広々とした空間を演出するロースタイルデザイン



Relaxation with LOW-STYLE.



仕様

ロースタイルマッサージチェア LSC-1

メーカー希望小売価格：148,000円(税抜)

【仕様】

- 本体寸法(約):
幅650mm×奥行1,030mm×高さ920mm
- 回転台座:左右45度回転
- 張り地:PULゼアー、ポリエステル
- 質量(約):30kg
- 電源(50/60Hz):AC100V
- 消費電力(50/60Hz):35W(ヒーターのみ10W)
- 定格時間:15分
- 医療機器認証番号:228AKBZX00063000
(家庭用電気マッサージ器・管理医療機器)



ゴールド×ブラウン(JG)
JANコード:4951704169905

ブラック×ブラック(JB)
JANコード:4951704169882

手元に内蔵型の 簡単操作パネル

2種類の自動コースで
快適マッサージ


自動コース

エアークース

背腰ローリングメカ

首肩メカ


ヒーターボタン




寸法

[寸法図(mm)]

正面




30cm以上 30cm以上



左右それぞれに30cm以上のスペースを教えてください。

側面



着脱式 枕・腰マッサージ調節パッド

使用目的または効果

あんま・マッサージの代用。一般家庭で使用すること。

- 疲労回復 ●血行をよくする ●筋肉の疲れをとる ●筋肉のこりをほぐす ●神経痛・筋肉痛の痛みの緩解

⚠ 安全に関するご注意 ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■次の人は、使用しないでください。身体に異常が起こる場合があります。●医師からマッサージを禁じられている人(例:血栓[そく(塞)栓]症、重度の動脈リゅう(瘤)、急性静脈リゅう(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など)■次の人は、必ず医師と相談のうえ使用してください。身体に異常が起こる場合があります。●ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人●悪性しゅよう(腫瘍)のある人●心臓に障害のある人●妊娠中、または出産直後の人●糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人●皮膚に創傷のある人●安静を必要とする人●体温38℃以上(有熱期)の人(例:急性炎症症状[けん(倦)怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期。衰弱しているとき。)●骨粗しょう(鬆)症の人、せきつい(脊椎)の骨折、急性[とう(疼)痛性]疾患の人●背骨(脊椎)に異常のある人、または背骨が左右に曲がっている人●捻挫、肉離れなど炎症性の人●椎間板ヘルニア症の人●温度感覚喪失が認められる人●その他、身体に特に異常を感じているときや、医療機関で治療中の人■お子様だけで使わせたり、自分で意思表示できない人には、使用させないでください。また幼児を近づけないでください。

ご使用にあたって ◎この商品は、保証書を添付しております。保証書は販売店で所定事項を記入のうえ発行しますので記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。
◎この商品の保証は日本国内でのみ有効です。

お客様相談窓口のご案内

フジ医療器フリーダイヤル ☎ 0120-027-612

受付:平日9:00~17:30(土日祝日・年末年始・夏季休業日は除く)

Web	www.fujiiryoki.co.jp フジ医療器ホームページのお問い合わせフォームにて受付けております。
FAX番号	06-4793-0818

Web・FAXでの受け付けは24時間行っておりますが、お客様へのご連絡はフリーダイヤルの受付時間となります。修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、まずご購入先にお問い合わせください。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて

株式会社フジ医療器は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返しお電話させていただく際のため、ナンバーディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

フジ医療器製品の消耗品・別売品のお取寄せはコチラ!

フジ医療器オンラインショップ www.fujiiryoki.shop

美と健康の総合メーカー
株式会社 **フジ医療器**

〒540-0011 大阪市中央区農人橋1丁目1-22 大江ビル14階
www.fujiiryoki.co.jp

●お求めは…

このカタログの内容についてのお問い合わせは、右記の販売店にご相談ください。または、フジ医療器お客様相談窓口におたずねください。

●デザイン、仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。●印刷物と実際では多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。●写真・イラストは全てイメージです。●本カタログの記載内容は、平成31年2月現在のものです。