

FUJIIRYŌKI

シートマッサージャー R26

MRL-1400

首・肩から腰まで、深く届く心地よさ。

寝ても、座つても。

my relax マイリラ

NEW 4つのヒーター付きもみ玉で心地よくマッサージ

3Dパワーフィットメカ2.0



FLAT STYLE

フラットスタイル

力を抜いて寝転んだまま
しっかりもみほぐす。



CHAIR STYLE

チェアスタイル

ソファーや椅子で寛ぎながら
きちんとボディケア。



※写真の椅子は別売品となります。
シートマッサージャー用 専用イス MRL-10C
(本体重量:約7.5kg 適応体重:90kg以下 JANコード:4951704324533)



温感 マッサージ

もみ玉にヒーターを搭載し、まるで人の手のような温かさで心地よくコリをほぐします。



LED表示 リモコン

マッサージの動作や残り時間など、光る表示やボタンで簡単に操作できます。



NEWメカ搭載


3D パワーフィットメカ2.0



4つのヒーター付きもみ玉が立体的に動き、首から腰までのラインにフィット。温かさとともに深いもみ心地を実現、さらに最大約75cmの広範囲をパワフルにほぐします。

首から腰までの
広範囲を丁寧にほぐす。

施療範囲 約75cm



4タイプのもみ技

もみ

背中を内側からもみ広げるように、ほぐします。

たたき

リズムカルなたたき動作で、筋肉をほぐします。

さざなみ

もみながらたたくようにマッサージします。

背すじ伸ばし※

ローリングするように背すじをマッサージします。



肩部

上玉と下玉でしっかりと肩から肩甲骨をもみほぐします。



背部

背中 of 広範囲を多彩なもみ技でもみほぐします。



腰部

腰はしっかり押し込むようにもんだり、たたいてマッサージします。

自動コース

全身

全身をくまなくマッサージするコースです。

肩

肩をメインにじっくりマッサージするコースです。

腰

腰をメインに広範囲にマッサージするコースです。

ヒーターボタン

もみ玉を温めて人の手のような温もりでマッサージします。

強さ調節ボタン

強弱3段階調節

マッサージの強さを調節します。

もみ技選択ボタン

「もみ」「たたき」「さざなみ」からもみ技を選択できます。

各種設定ボタン

マッサージの「速度」「範囲」「幅」「もみ玉位置」を調節できます。




※マッサージ範囲を設定すると、背すじ伸ばしを行います。

強弱調節機能

マッサージの強さをお好みに合わせて3段階で選ぶことができます。

マッサージの
強さを調節



肩位置調節機能

身長に合わせて3段階に肩の位置を調節できます。

肩の高さを
調節



肩位置ぴったりフィット


首・肩にマッサージをよりフィットさせるため手動でヘッド部分の角度を3段階に調節できます。

肩マッサージの
深さを調節



着脱式座面クッション&背パッド

身長に合わせて座面クッション、背パッドを着脱し、マッサージのフィット感を調節できます。



マイリラ シートマッサージャー R26 MRL-1400

メーカー希望小売価格：オープン価格

寸法（背もたれ）：（寝かせた状態・ヘッド部を倒しているとき）幅 約49×奥行き 約82.5×高さ 約15cm

寸法（座面）：幅 約44.5×奥行き 約36.5×高さ 約7.5cm

質量：約9.2kg

電源（50/60Hz）：AC100V

定格入力（消費電力）：60W（待機電力：0.4W）

電動機消費電力：50W

電熱器消費電力：10W

ヒーターの最高温度：50℃以下（設定温度と体感温度は異なります。）

定格時間：20分（オートタイマー：約10分）

医療機器認証番号：308AHBZX00028000

ブラック（BK）JANコード：4951704135184



使用目的
または効果

あんま・マッサージの代用。一般家庭で使用する。

- 疲労回復 ●血行をよくする ●筋肉の疲れをとる
- 筋肉のこりをほぐす ●神経痛・筋肉痛の痛みの緩解

⚠ 安全に関するご注意

■ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。■次の人は、使用しないでください。身体に異常が起こる場合があります。●医師からマッサージを禁じられている人（例：血栓〔そく（塞）栓〕症、重度の動脈けい（痛）、急性静脈けい（痛）、各種皮膚炎および皮膚感染症（皮下組織の炎症を含む）など）■次の人は、必ず医師と相談のうえ使用してください。身体に異常が起こる場合があります。●ペースメーカなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人●悪性しゅよう（腫瘍）のある人●心臓に障害のある人●妊娠中、または出産直後の人●糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人●皮膚に創傷のある人●安静を必要とする人●体温 38℃以上（有熱期）の人（例：急性炎症症状〔けん（倦）怠感、悪寒、血圧変動など〕の強い時期。衰弱しているとき。）●骨粗しょう（鬆）症の人、せきつい（脊椎）の骨折、急性〔とう（疼）痛性〕疾患の人●背骨（脊椎）に異常のある人、または背骨が左右に曲がっている人●捻挫、肉離れなど炎症性の人●椎間板ヘルニア症の人●腱鞘炎の人●温度感覚喪失が認められる人●その他、身体に特に異常を感じているときや、医療機関で治療中の人■お子様だけで使わせたり、自分で意思表示できない人には、使用させないでください。また幼児を近づけないでください。

ご使用にあたって

この商品は、保証書を添付しております。保証書は販売店で所定事項を記入のうえ発行しますので記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。この商品の保証は日本国内でのみ有効です。

お客様相談窓口のご案内

フジ医療器
フリーダイヤル



0120-027-612

受付：平日9:00～17:30
（土日祝・年末年始・夏季休業日は除く）

Web www.fujiiryoki.co.jp

FAX番号 **06-4793-0818**

フジ医療器ホームページのお問い合わせフォームにて受付けております。

Web・FAXでの受付は24時間行っておりますが、お客様へのご連絡はフリーダイヤルの受付時間となります。

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、まずご購入先にお問い合わせください。

【ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて】株式会社フジ医療器は、お客様の個人情報やご相談内容、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返しお電話させていただく際のため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

消耗品・別売品はコチラ！

フジ医療器オンラインショップ www.fujiiryoki.shop

美と健康の総合メーカー

株式会社 **フジ医療器**

〒540-0011

大阪市中央区農人橋1丁目1-22 大江ビル14階

www.fujiiryoki.co.jp

このカタログの内容についてのお問い合わせは、下記の販売店にご相談ください。

または、フジ医療器お客様相談窓口におたずねください。

●お求めは…

●デザイン、仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。●印刷物と実際では多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。●写真・イラストは全てイメージです。●本カタログの記載内容は、2026年10月現在のものです。

26.10.3M.JP.BF.A [注文No.1865]