

FUJIIRYOKI

まっすぐ、癒しへ。  
心地よさと健やかさ、ここから始まる。

首、肩から肩ぐう、背中へ。  
腰からお尻、脚、足裏まで。  
多彩なマッサージで、  
毎日のんびり、やすらぎを。



サイバーリラックス

# CYBER-RELAX

マッサージチェア SKS-2500(A)

「メカ」と「エアー」の組み合わせで、心地よい癒しを追求

フジ医療器が、より多くの方のコリや疲れを癒したいとの願いから、またひとつのマッサージチェアを開発しました。しっかりと力強い「メカ」でコリの激しい部分を集中的にケアし、優しくソフトな「エアー」で筋肉を押し上げるようにほぐします。



### メカマッサージ

コリの激しい部分には、もみ玉による刺激で集中したマッサージ

首 肩  
背筋 腰

7段階調節

### エアーマッサージ

エアーバッグのソフトな面刺激で筋肉を押し上げるようにマッサージ

肩ぐう 背中 腰 尻  
もも ふくらはぎ 脚 足裏

5段階調節

その時の気分や体調に合わせて強弱調節が可能!

\*イラストはすべてイメージ図です





全身を心地よく癒す、独自のマッサージ機能を充実!

## 独自機能 極メカマッサージ

10cmもの突出量を実現する力強いもみ玉から、極みのマッサージが繰り出され、首・肩・背・腰といったコリの激しい部分を、気持ちよく刺激します。



### 首ほぐし

もみ玉が首をつかみ、肩から引き伸ばすようにマッサージ。これまでとは違った新しい感覚の心地よさが楽しめます。



### 肩極もみ 肩極たたき

従来よりさらに前へ。ぐっと力のこもった刺激を追求しました。



### 腰極もみ 腰極たたき

深い部分まで届くように、さらにマッサージ力を高めています。




## 全身エアーマッサージ

エアータグによるソフトな面刺激で、全身をやさしく抱きしめるように、心地よくマッサージします。背中から肩ぐう、腰、尻、ももから足裏まで、筋肉を押し上げるようにしながら、ほぐしていきます。

### 独自機能 肩ぐうマッサージ

頻繁に動かす肩や手に比べ、固定していることの多い肩口から背中にかけての肩ぐう部分は、疲労物質がたまりやすく、とくに肩口にコリや疲れが現れます。この肩ぐうまわりをエアータグによる包み込むようなマッサージで心地よくほぐします。



### フットストレッチ



座面のエアータグとオットマンのアップダウンで、脚をつかんでゆっくりと下へ引っ張り上げます。体重をうまく利用しながら、脚と膝のストレッチを行います。

### 座パイプ

ももからお尻を広い範囲にパイプレーションで刺激します。心地よい振動がエアーマッサージと同時に味わえます。



## その他の主な機能

- 独自機能 3Dポイントナビセンサー
- 3Dモードマッサージ機能
- 503種類のマッサージ
- ふくらはぎマッサージ
- 足裏マッサージ
- 自分だけのマイメモリー
- リズミカルな動き、バルスモード ほか



サイバーリラックス

## CYBER-RELAX

マッサージチェア SKS-2500(A)

メーカー希望小売価格：オープン価格 JANコード：4951704166638



### 見やすく、使いやすい 3.4インチ大型液晶画面リモコン。

操作性にすぐれた十字キーを採用し、スムーズな操作を実現しました。



明るく見やすい3.4インチの大型液晶画面で、次の操作をわかりやすく誘導するガイドライン機能を搭載しています。

## 効能・効果 あんま・マッサージの代用

- 疲労回復 ● 血行促進 ● 筋肉の疲れをとる
- 筋肉のコリをほぐす ● 神経痛、筋肉痛の痛みの緩和

- 極メカ マッサージ
- 肩ぐう マッサージ
- ふくらはぎ マッサージ
- 足裏 マッサージ
- 座面 マッサージ
- フット ストレッチ
- 座面 パイプレーター
- 電動 リクライニング
- 移動用 キースター
- 着脱式 脚部カバー

### 仕様

● 本体寸法(約):オットマン収納状態/幅72×奥行123×高さ122(cm)・リクライニング時/幅72×奥行196×高さ76(cm) ● リクライニング角度:120~170度 ● 質量(約):74kg ● 電源:AC100V(50/60Hz) ● 消費電力:110W ● 定格時間:30分 ● 医療用器具許可番号:27BZ0878(管理医療機器)



### 安全に関するご注意

■ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。■次の方は、ご使用しないでください。身体に異常が起こる場合があります。●医師からマッサージを禁じられている方(例)血栓症、重度の動脈硬化、急性肺塞栓、各種皮膚炎および皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など■次の方は、必ず医師と相談の上ご使用ください。身体に異常が起こる場合があります。●悪性腫瘍のある方 ●妊娠中や生理中、妊娠と思われる方や出産直後の方 ●糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある方 ●体温38℃以上(有熱期)の方(急性炎症症状、けん怠感、悪寒、血圧変動などの強い時期、表面しているとき) ●治療部位に創傷のある方 ●急性疾患(疼痛性)のある方 ●骨粗しょう症の方 ●脊椎骨折の方 ●捻挫、肉離れなど炎症性の方 ●知覚障害の方 ●心臓に障害のある方 ●ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込型医用電気機器を使用している方 ●背骨に異常のある方や曲がっている方 ●貧血症の方 ●かつて治療を受けたところ又は疾患部へ使用する方 ●安静を必要とする方 ●医師の治療を受けている方 ●上記以外に特に身体に異常を感じている方

### ご使用にあたって

この商品は、保証書を添付しております。保証書は販売店が所定事項を記入の上発行しますので記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。この商品の保証は日本国内でのみ有効です。



美と健康の総合メーカー  
株式会社 富士医療器

T556-0006 本社:大阪市浪速区日本橋東3丁目15番1号  
(信越のネットワーク)札幌・仙台・青森・秋田・盛岡・福島・高崎・栃木・長野・新潟・土浦・東京・埼玉・神奈川・名古屋・静岡・三重・岐阜・金沢・大阪・神戸・京都・和歌山・広島・岡山・松江・山口・高松・松山・高知・福岡・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄

※デザイン、仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。  
※印刷物と実際では多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。  
※本カタログの記載内容は、平成19年12月現在のものです。

●お求めは…