



Super Relax マッサージチェア EJ26

FUJIIRYOKI

SKS-T130

コンパクトなボディに充実の機能

自分好みの心地よさ、
進化したマッサージ体験を。



進化したマッサージ機能で上質なマッサージを実現

NEW 力強さと繊細なもみ心地を追求した新機能
「大玉深圧ほぐしメカ」「ラインフィットフレーム」



大玉深圧ほぐしメカ

ブラシレスモーターにより繊細な
もみ動作制御を実現。多彩なもみ
技で心地よくほぐします。



ラインフィットフレーム


肩と腰にマッサージが深く密着す
るようにフレームの形状を新設計
しました。

NEW 様々な疲れに合わせたマッサージをご用意
「トータルケア」「じっくり」新コース搭載



トータルケア

全身をもみ伸ばし、ほぐれたら
しっかりとマッサージ、後半はゆっ
たりと整えるコースです。



じっくり

疲れの溜まりやすい肩、背中、腰
の各部位をじっくり丁寧にほぐす
コースです。

多彩なコースともみ技で上質なマッサージ体験

—— 部位毎の疲れを心地よくほぐす5タイプのもみ技 ——



4種類の本格技プレミアムコース



6種類のマッサージコース




全身を包み込んで、心地よくもみほぐす エアーマッサージ

部位別強弱
調節3段階

エアーマッサージ
20個


エアーマッサージ
一括調節
ボタン搭載



背中全体を温風で温める
「温浴背ヒーター」
ヒーター温度(目安): 約43~53℃
※室温等により体感温度が異なる場合があります。



お好みのマッサージを登録
メモリー機能(3名分)
ボタン一つで個別登録したお好みの
マッサージ設定で施療を行います。



ユーザーの体形にあわせて
快適マッサージ

肩位置自動検出&
プログラムフィードバック

お好みの強さが選べる

部位別強弱調節機能

肩5段階、背中2段階、腰5段階と、部位ごとに
マッサージの強さを調節できます。

光るLEDで分かりやすい

LEDダイレクト
リモコン

壁際にも設置できる

スライド
リクライニング機構

コンパクト設計

反転式フットレスト
& 脚部収納機能

仕様

スーパーリラックス マッサージチェア EJ26 SKS-T130

【商品仕様】

- 本体寸法: (脚部収納時)
幅 約69cm×奥行 約103cm×高さ 約106cm
(脚部最大使用、リクライニング時)
幅 約69cm×奥行 約182cm×高さ 約82cm
- リクライニング角度(約): 約120度~153度
- 質量: 約50kg ● 電源: AC100V(50/60Hz)
- 定格入力(消費電力): 110W(待機電力: 7W)
- 電動機消費電力: 70W ● 加熱器消費電力: 40W
- 定格時間: 20分(オートタイマー: 約15分)
- 医療機器認証番号: 308AHBZX00033000
(家庭用電気マッサージ器・管理医療機器)




ブラック(BK)

JANコード
4951704173995

ベージュ(CS)

JANコード
4951704174008

寸法



使用目的または効果

あんま・マッサージの代用。一般家庭で使用するこ。

●疲労回復 ●血行をよくする ●筋肉の疲れをとる ●筋肉のこりをほぐす ●神経痛・筋肉痛の痛みの緩解

⚠ 安全に関するご注意 ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■次の人は、使用しないでください。身体に異常が起こる場合があります。●医師からマッサージを禁じられている人(例:血栓[そく(塞)栓]症、重度の動脈リウ(瘤)、急性静脈リウ(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など)●次の人は、必ず医師と相談のうえ使用してください。身体に異常が起こる場合があります。●ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内挿込み型医用電気機器を使用している人●悪性しゅよう(腫瘍)のある人●心臓に障害のある人●妊娠中、または出産直後の人●糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人●皮膚に創傷のある人●安静を必要とする人●体温38℃以上(有熱期)の人(例:急性炎症症状[けん(倦)怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期、衰弱しているとき。)●骨粗しょう(鬆)症の人、せきつい(脊椎)の骨折、急性[どう(疼)痛性]疾患の人●背骨(脊椎)に異常のある人、または背骨が左右に曲がっている人●捻挫、肉離れなど炎症性の人●椎間板ヘルニア症の人●腱鞘炎の人●温度感覚喪失が認められる人●その他、身体に特に異常を感じているときや、医療機関で治療中の人●お子様だけで使わせたり、自分で意思表示できない人には、使用させないでください。また幼児を近づけないでください。

ご使用にあたって ●この商品は、保証書を添付しております。保証書は販売店で所定事項を記入のうえ発行しますので記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。
●この商品の保証は日本国内でのみ有効です。

お客様相談窓口のご案内

フジ医療器フリーダイヤル 0120-027-612 受付:平日9:00~17:30(土日祝日・年末年始・夏季休業日は除く)

Web	www.fujiiryoki.co.jp フジ医療器ホームページのお問い合わせフォームにて受付けております。
FAX番号	06-4793-0818

Web・FAXでの受付は24時間行っておりますが、
お客様へのご連絡はフリーダイヤルの受付時間となります。
修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、まずご購入先にお問い合わせください。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて

株式会社フジ医療器は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返しお電話させていただく際のため、ナンバーディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

フジ医療器製品の消耗品・別売品のお取寄せはコチラ！

フジ医療器オンラインショップ www.fujiiryoki.shop

美と健康の総合メーカー
株式会社 **フジ医療器**

〒540-0011 大阪市中央区農人橋1丁目1-22 大江ビル14階 www.fujiiryoki.co.jp

このカタログの内容についてのお問い合わせは、右記の販売店にご相談ください。または、フジ医療器お客様相談窓口におたずねください。

●お求めは…

●デザイン、仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。●印刷物と実際では多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。●写真・イラストは全てイメージです。●本カタログの記載内容は、2026年9月現在のものです。

26.09.BQ.BF.A