

足裏から太ももまで集中ケアができるフットマッサージャー
もみ板、指圧突起、パワーバイブ、ローラーでパワフルにマッサージ
「モミーナ フットマッサージャー KC-330」
2022年2月5日発売

美と健康の総合メーカー、株式会社フジ医療器(本社:大阪府大阪市)は、ふくらはぎ部のマッサージ機構を太もも位置まで5段階で角度調節が可能な「ラチェットウイング」を新搭載し、足裏から太ももまでパワフルにマッサージを行う「モミーナ フットマッサージャー KC-330」(以下、KC-330)を2022年2月5日に発売いたします。メーカー希望小売価格はオープン価格、全国の家電量販店を通じて販売いたします。



モミーナ フットマッサージャー KC-330

このたび発売する「KC-330」は、足裏から太ももまで集中ケアができる「フットロイド機構」を新搭載しています。「フットロイド機構」は、人の手のような細やかな施術動作と、メカが実現する力強さや振動を掛け合わせたマッサージを行うことから「フットマッサージのアンドロイド」をコンセプトに名称を付けました。「フットロイド機構」により、もみ板やパワーバイブを使用した力強いマッサージで脚全体に爽快な心地良さを感じていただけるフットマッサージャーです。

ふくらはぎ部のマッサージ機構を手動で5段階の角度調節ができる「ラチェットウイング」を新たに搭載し、ふくらはぎ下・上、ひざ下・上、太ももの5つのポイントに移動させて、それぞれのポイントで集中ケアが可能です。ラチェットウイングにはもみ板と、先端には指圧突起、ふくらはぎ裏部分に突起付きローラーを搭載しています。ふくらはぎからひざ下をマッサージする時は、もみ板で絞るようにほぐすと同時に、ふくらはぎ裏にある突起付きローラーがしっかりと刺激します。ひざ上から太ももをマッサージする時は、もみ板と指圧突起で筋肉を挟むようにマッサージします。また、足裏の集中ケアができるよう、「足裏つかみ指圧※」と「パワーバイブ」を搭載しています。もみ板で足をつかみながら突起付きローラーで土踏まず周辺をほぐし、足先とかかどにあるパワーバイブによる強力な振動で足全裏全体を心地よく刺激します。

※ 指圧はローラーによる動作を応用した表現です。

■フジ医療器お問い合わせ先

<報道関係の方>

株式会社フジ医療器 マーケティング部 Tel: 06-4793-0611(代表)

<お客様>

フジ医療器お客様相談窓口 【フリーダイヤル】0120-027-612

<製品特長>

NEW!

(1) ふくらはぎから太ももまで5段階の位置調節が可能な「ラチェットウイング」

ふくらはぎ部のマッサージ機構「ラチェットウイング」は、ふくらはぎから太ももまでのマッサージ位置を、手動で5段階の位置調節ができます。ふくらはぎ下・上、ひざ下・上、太ももの5つのポイントに移動させ、それぞれのポイントで集中ケアができます。




ふくらはぎから太ももまで対応
「ラチェットウイング」



手動で5段階調節

(2) パワフルな集中ケア

ふくらはぎ下からひざ下をマッサージする時は(画像番号 1~3)、もみ板で筋肉を絞るようにほぐすとともに、ふくらはぎ裏にある突起付きローラーが連続的に回転してもみこみます。ひざ上から太ももをマッサージする時は(画像番号 4~5)、もみ板ともみ板の先端にある指圧突起でグイッと挟むようにマッサージします。もみ板幅は2段階(広・狭)から選択をしてマッサージの強さを調節できます。



3つのマッサージ機能で集中ケア




ふくらはぎ下から太ももまで
5か所をマッサージ

(3) 足裏つかみ指圧[※]&パワーバンプ

もみ板でつかみながら、足裏の土踏まず周辺を突起付きローラーがもみほぐし、同時に足先とかかどにあるパワーバンプの強力な振動で足裏全体を心地よく刺激します。

※ 指圧はローラーによる動作を応用した表現です。



もみ板、バンプ、ローラーで足裏全体を刺激

(4) 「足裏ヒーター」で冷えやすい足先を温めてマッサージをサポート

足先部分のヒーターが足をやさしくじんわりと温め、より効果的なマッサージをサポートします。

ヒーターの温度めやすは、約 38～45℃です。(室温 20～25℃の場合)



足裏ヒーター

(5) 4種類のコース&洗える布カバー

お好みに合わせて選べる 4 種類の自動コース「リラックス」、「リフレッシュ」、「ハード」、「強圧もみ」を搭載しています。自動コースは 15 分のオートタイマーが設けられています。

足裏とふくらはぎ部のそれぞれのパーツの布カバーは取り外して手洗い可能で、清潔に保つことが可能です。



コースの選択もしやすい
操作パネル



足裏とふくらはぎ部の布カバーは
取り外して手洗い可能

<仕様>

販売名	フットマッサージャー R22
品番	KC-330
愛称	モミーナ
本体寸法	最小(収納状態)幅 約 48.5×奥行 約 40×高さ 約 43.5cm 最大(ふくらはぎ部を上げたとき)幅 約 48.5×奥行 約 53×高さ 約 68cm
本体質量	約 11kg
定格電源 (50/60Hz)	AC100V
定格時間	20 分
定格消費電力	57W(ヒーター 6W)
オートタイマー	約 15 分
適応サイズ(めやす)	ふくらはぎ周囲:約 38cm 以下
張地	本体:ABS 樹脂 布:ポリエステル
医療機器認証番号	303ABBZX00056000(家庭用電気マッサージ器・管理医療機器)
メーカー希望小売価格	オープン価格
使用目的または効果	あんま・マッサージの代用。一般家庭で使用すること。 疲労回復／血行をよくする／筋肉の疲れをとる／筋肉のこりをほぐす／神経痛・筋肉痛の痛みの緩解

●「モミーナ」は、株式会社フジ医療器の登録商標です。

<フジ医療器 会社概要>

社名	株式会社フジ医療器
創業	1954年
設立	1965年4月
代表取締役会長 兼 CEO	安永 誠司
取締役社長 兼 COO	大槻 利幸
本社所在地	大阪府中央区農人橋1丁目1番22号 大江ビル14階
事業内容	健康・美容機器の製造、販売、輸出入
資本金	3,000万円 ジョンソンヘルステック(台湾上場)グループ :60% アサヒホールディングス(東証一部上場)グループ:40%
従業員数	770名(2021年12月現在)
URL	https://www.fujiiryoki.co.jp/

本プレスリリースの製品画像は下記 URL よりダウンロードを御願いたします。

<https://www.fujiiryoki.co.jp/files/news/kc330.zip>